



1

Comfortable

吸湿性・放湿性に優れた繊維を使用
脚全体が涼しさに包まれます



縫い目が外側で肌に優しい

すず
スツキリ涼しい

Cool lala

むれにくい!!

夏でも使いやすい弾性ストッキング クール ララ

2


Color Variation カラバリ

シック・カジュアル・ハッピー
好みや気分にあわせて
色が選べます

商品カラーが見えるポーチ付き
透明窓



オシャレに



- 用途：下肢リンパ浮腫の圧迫療法
- 下肢静脈瘤の圧迫療法
- 下肢静脈血栓症後の圧迫療法
- むくみ予防



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

夏でも使いやすい 弾性ストッキング

Cool lala

クール ララ



下肢の静脈血・リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する医療用弾性ストッキング

暑い日でも快適な履き心地をキープ。

その秘密は優れた接触冷感性と高い吸放湿性。

夏でも
爽快

+

しっかり
吸放湿



【サイズ表】

	S	M	L
ウエスト (T)	60.0-80.0	70.0-90.0	80.0-100
ヒップ (H)	80.0-95.0	85.0-100	95.0-110
股下 (G)	44.5-62.5	48.5-67.5	52.5-72.5
膝下 (D)	28.5-36.5	31.5-39.5	33.5-42.5
ふくらはぎ (C)	29.5-37.5	32.5-40.5	34.5-43.5
足首 (B)	19.5-22.5	21.5-24.5	23.5-26.5
股下〜かかと	61-72		(単位:cm)

● 配色パターン

モカベージュ




ストロベリーホワイト



アイスグレー



ソリッドブラック



● 夏でも使いやすい 弾性ストッキング クールララ

製品コード	圧迫力	柄名	サイズ	つま先	JANコード	価格(税込)
CLL2MBS			S		4580362088251	
CLL2MBM	20-30mmHg	モカベージュ	M	つま先なし	4580362088244	9,900円
CLL2MBL			L		4580362088237	
CLL2SWS			S		4580362088312	
CLL2SWM	20-30mmHg	ストロベリーホワイト	M	つま先なし	4580362088305	9,900円
CLL2SWL			L		4580362088299	
CLL2IGS			S		4580362088220	
CLL2IGM	20-30mmHg	アイスグレー	M	つま先なし	4580362088213	9,900円
CLL2IGL			L		4580362088206	
CLL2SBS			S		4580362088282	
CLL2SBM	20-30mmHg	ソリッドブラック	M	つま先なし	4580362088275	9,900円
CLL2SBL			L		4580362088268	

素材:キュプラ、ナイロン、ポリウレタン


販売名:クールララ 一般名称(JMDN):弾性ストッキング(31724000) クラス分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B3X1025500007

【使用上の注意】

装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用下さい。

Made in Japan

【取扱方法】



- 漂白剤および乾燥機の使用は避けて下さい。
- 手洗い・陰干しを推奨しております。

【発売元】

Batel Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



URL: <https://batelplus.jp> E-mail: contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F
TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158



お問い合わせ

WEBサイト