

安心
安全




外側

さまざまな衝撃から
ストーマを保護します



マジックテープシール



内側(肌側)

StomaDome[®]
Security Shield

ストーマドーム

ストーマ保護シールド

【ストーマドームの特徴】

- ✓ 目立たない控えめなデザイン
- ✓ 軽量でコンパクト
- ✓ マジックテープによる簡単着脱
- ✓ 取り付け時のベルト固定不要
- ✓ 防水加工でシャワー入浴可
- ✓ ドーム本体は再利用可能

【使用シーンの例】

- 満員電車などの人混みで
- シートベルト着用時に
- 運動中の予期せぬ衝撃に
- 子供やペットと過ごす際に
- 家事や作業をしている時に
- ベルトがストーマ位置と重なる際に



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

ストーマドームはしっかりと粘着固定が可能なマジックテープシールを利用し、ほぼ全てのストーマ装具にも取り付けることが可能です。実用的で目立ちにくい流線型の形状で、皆様の活動的な生活の中に安心をお届けします。

スペック表

製品コード	規格	JANコード	価格
SD001	ドーム本体1枚 & シール52枚/セット	4582591007331	¥6,600 (税込) ¥6,000 (税抜)
SD002	シール52枚/セット	4582591007348	¥4,290 (税込) ¥3,900 (税抜)
SD003	ドーム本体1枚	4582591007355	¥3,850 (税込) ¥3,500 (税抜)


(素材) ドーム本体:ポリプロピレン
シール:ポリプロピレン、ポリエステル、PVC
ドーム本体重量:7.2g

(対応ストーマサイズ) 直径:約38mm以下推奨
高さ:約20mm以下推奨


【ストーマドームの使い方】

- ① ドーム本体を台紙のシールにマジックテープで接着する
- ② 台紙からシールと接着したドーム本体ごととはがす
- ③ ストーマ袋に接着する

使用方法



着用時のイメージ



(注意事項)

※ストーマドームをストーマ装具から取り外したり再度装着する際は親指と人差し指を使って行ってください。ストーマ装具を交換する毎に新しいマジックテープシールをお使いください。

※ストーマ袋内に溜まった内容物の重みで袋が下垂しドーム固定位置がストーマ位置よりも下にずれる場合がございます。位置ズレを防止したい場合など、必要に応じて腹帯等で上からサポートください。

【発売元】

Batel Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F

TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158