

# BP ストーマサイト マーキングディスク

NEW



●透明素材でディスク下の皮膚観察が可能

●アルコール消毒可

※保管用ケースの付属はございません(簡易包装) ※耐熱温度 40℃

<製品コード> MD01

<規格> ディスク径 60/70/75/80mm各1枚、アクリル製(無色透明)

<JANコード> 4582591009595

価格 **2,860**円(税抜価格2,600円)/セット

## BP ストーマ剪刀 R

ストーマ袋等の保護剤をカットする際にお使いください。



<製品コード> SC02

<規格> 全長:130mm 両鈍・曲  
ステンレス製

<JANコード> 4580362080286




●曲線をカットしやすいように刃先がカーブ形状になっています。

●ストーマパウチのフィルムを傷つけないように、刃先端部がやや丸くなっています。

価格 **2,750**円(税抜価格2,500円)/本

## BP ポケットノギス

ストーマのサイズ測定等にお使いください。



<製品コード> PN01

<規格> 最大測定長:90mm  
プラスチック製

<JANコード> 4580362080293

●シンプルなノギスで、手軽に計測できます。

●軽量で持ち運びにも便利です。

※アルコール消毒は目盛りが薄くなる可能性があります。

※耐熱温度 80℃

価格 **330**円(税抜価格300円)/本

【発売元】



Batel Plus Corporation

株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F  
TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158



お問い合わせ