



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス



2023~2024  
圧迫ケア製品カタログ

Freedom in Motion

# インデックス

形状・生地・カラー 一覧

p. 02

ダイナミック / ダイナミックコットン  
ストッキング (AG)、パンティストッキング (AT)

p. 04

ダイナミック  
ベルト付き片脚ストッキング (AGB)

p. 05

ダイナミック  
ボディーパーツ付き片脚ストッキング (AGBP)

p. 06

ダイナミック / ムーブ  
ハイソックス (AD)

p. 07

ソフト  
ストッキング (AG)、パンティストッキング (AT)

p. 08

インスピレーション  
ストッキング (AG)、パンティストッキング (AT)

p. 09

ダイナミック / ソフト  
スリーブ (CG)

p. 11

シームレス  
グローブ (HFA)、ミトン (HDA)

p. 12

シームレス  
グローブ付きスリーブ (AGO)、ミトン付きスリーブ (AGA)

p. 13

パッド  
リンパパッド、SCハンドパッド、SCくるぶしパッド

p. 14

バンド  
ACS ライト ミッドラインバンド / アンチスリップバンド

p. 15









エキスパート  
既製品ストッキング (AG)、オーダーメイド製品

p. 16

製品選定アシスト表

p. 17

# 弾性着衣製品 形状・生地・カラー 一覧

種類		生地／圧		カラー／カラー記号												
商品名 形状	生地 形状記号 圧迫クラス	生地	形状記号	圧迫クラス	シュガー	セサミ	アーモンド	シナモン	カカオ	ポピーシード	ブルーベリー	ブラックペッパー	トレンドカラー	パティック	ディップダイ	
					SU	SE	A	CI	CA	PS	BB	B	※1)	※2)	※3)	
<b>ダイナミック</b> 	中厚手	AD AG AGB AGBP AT CG		1 2 3												
<b>ダイナミックコットン</b> 	中厚手	AG AT		1 2												
<b>ムーブ</b> 	中厚手	AD		1 2												
<b>ソフト</b> 	薄手	AG AT CG		1 2												
<b>インスピレーション</b> 	超薄手	AG AT		1 2												
<b>シームレス</b> 	中厚手	HFA HDA AGA AGO		1 2												
<b>エキスパート 既製品</b> 	厚手	AG		2												
<b>エキスパート オーダーメイド</b> 全ての形状 詳細はこちら <a href="https://juzo.batelplus.jp/order_made/">https://juzo.batelplus.jp/order_made/</a> 	厚手	全ての形状		1 2 3 4												

※組み合わせによっては対応出来かねる可能性があります。予めご了承ください。ご不明な点は(株)ベテル・プラスまでお問い合わせください。  
 ※AGBは「ベルト付き片脚ストッキング」、AGBPは「ボディーパーツ付き片脚ストッキング」、HFAは「グローブ」、HDAは「ミトン」  
 AGOは「グローブ付きスリーブ」の記号です。  
 ※その他の詳細や商品（パッド、バンドなど）については各商品ページをご確認ください。

- 1) トレンドカラーは2年ごとに変更になります。詳細はこちらをご覧ください。 [https://juzo.batelplus.jp/product\\_details/](https://juzo.batelplus.jp/product_details/)
- 2) パティックはカラー記号の後に+「Bw/Bb」が必要です。パティック-黒（黒抜き）はBb、パティック-白（白抜き）はBwになります。シュガーおよびアーモンドはパティックがございません。予めご了承ください。
- 3) ディップダイは「ブルーベリーディップダイ（BBD）」または「ポピーシードディップダイ（PSD）」になります。



ドイツ製 最高品質の弾性着衣

ダイナミック(コットン)



しっかりとした耐久性の高い作り  
オールラウンドの中厚手生地  
コットンの場合は約40%配合

静脈疾患・リンパ浮腫治療用  
圧迫クラス1/2/3

※圧迫クラス3は下肢用のダイナミックのみ

ムーブ



縦伸びが少ない、着脱が楽  
マイクロファイバー高含有  
食い込みを防ぐ機能的ゾーン

静脈疾患・リンパ浮腫治療用  
圧迫クラス1/2

ソフト



履き心地抜群のマイクロファイバー使用  
通気性の高い、やわらかい生地が人気

静脈疾患・リンパ浮腫治療用  
圧迫クラス1/2

インスピレーション



超薄手の快適なストッキング  
カラーバリエーション豊富

静脈疾患・リンパ浮腫治療用  
圧迫クラス1/2

シームレス



縫い目のない平編み  
格別なフィット感

リンパ浮腫治療用  
圧迫クラス1/2

エキスパート



今までにないはき心地のよさと  
動きやすさの平編みストッキング

リンパ浮腫治療用  
圧迫クラス2

※オーダーメイドの場合は圧迫クラス1~4

# 下肢

生地：中厚手  
(ダイナミック/ダイナミックコットン)



1足入り

ダイナミック/ダイナミックコットン  
パンティストッキング



2本入り

ダイナミック/ダイナミックコットン  
ストッキング



ダイナミック/ダイナミックコットン  
パンティストッキング/ストッキング  
つま先あり/なし

Juzoの弾性着衣は全てラテックスフリーです。

# Juzo ダイナミック

# Juzo ダイナミックコットン

Juzo ダイナミック  
 配合糸: ポリアミド、スパンデックス  
 Juzo ダイナミックコットン  
 配合糸: ポリアミド、スパンデックス、コットン

取 = 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ストッキング	パンティ ストッキング	ストッキング	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<b>JDAG1A</b>	<b>JDAT1A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG1A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT1A</b>
	S(2)	<b>JDAG2A</b>	<b>JDAT2A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG2A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT2A</b>
	M(3)	<b>JDAG3A</b>	<b>JDAT3A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG3A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT3A</b>
	L(4)	<b>JDAG4A</b>	<b>JDAT4A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG4A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT4A</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JDAG5A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAT5A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG5A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT5A</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JDAG6A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAT6A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG6A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT6A</b>
ブラックペッパー 	XS(1)	<b>JDAG1B</b>	<b>JDAT1B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG1B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT1B</b>
	S(2)	<b>JDAG2B</b>	<b>JDAT2B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG2B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT2B</b>
	M(3)	<b>JDAG3B</b>	<b>JDAT3B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG3B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT3B</b>
	L(4)	<b>JDAG4B</b>	<b>JDAT4B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG4B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT4B</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JDAG5B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAT5B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG5B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT5B</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JDAG6B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAT6B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAG6B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDCAT6B</b>
② 丈		取 ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		取 1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥ 12, 200 (税抜) ¥ 13, 420 (税込) 1足 (2本)	¥ 21, 000 (税抜) ¥ 23, 100 (税込) 1足	¥ 14, 500 (税抜) ¥ 15, 950 (税込) 1足 (2本)	¥ 22, 200 (税抜) ¥ 24, 420 (税込) 1足
④ オプション	<input type="checkbox"/> つま先あり (t)	¥ 2, 346 (税抜) ¥ 2, 580 (税込)	¥ 2, 346 (税抜) ¥ 2, 580 (税込)	¥ 2, 346 (税抜) ¥ 2, 580 (税込)	¥ 2, 346 (税抜) ¥ 2, 580 (税込)
	<input type="checkbox"/> マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2, 528 (税抜)	—	¥ 2, 528 (税抜)	—
	<input type="checkbox"/> または、マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	¥ 2, 780 (税込)	—	¥ 2, 780 (税込)	—

下肢  
ダイナミック (コットン)

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: **JDAG1AN2** (「ダイナミック」「ストッキング」「サイズ XS(1)」「アーモンド」「ノーマル丈」「圧迫クラス 2」「オプションなし」)

例: **JDCAT2BS2tm** (「ダイナミックコットン」「パンティストッキング」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」)

「つま先あり」「マイクロシリコンすべり止め」) ※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

	XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
cH ヒップ	90 - 130					
① 丈 股下 (AG/AT)	43.0 - 49.0	47.0 - 53.0	49.0 - 57.0	55.0 - 63.0	59.0 - 67.0	64.0 - 72.0
② ノーマル(N)	72.0 - 83.0					
③ ショート(S)	66.0 - 72.0					
④ エクストラショート(X)	58.0 - 66.0					
cG 股下	50.0 - 56.0	54.0 - 62.0	58.0 - 66.0	64.0 - 73.0	68.0 - 77.0	73.0 - 82.0
cF 大腿部中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0	64.0 - 79.0
cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

③ ② ①  
 マイクロシリコンすべり止め (取り寄せ品)  
 マイクロシリコンすべり止めワイド版 (取り寄せ品)  
 パンティストッキングあるいはシリコンなしのストッキング

# 下肢

## Juzo ダイナミック

販売名：Juzo ダイナミックストッキング  
医療機器届出番号：13B3X10255000008

生地：中厚手



配合糸：ポリアミド、スパンデックス

= 取り寄せ品

下肢  
ダイナミック

丸編み	タイプ	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング ペアベルト
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<b>JDAGBR1A</b>	<b>JDAGBL1A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR1A</b>
	S(2)	<b>JDAGBR2A</b>	<b>JDAGBL2A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR2A</b>
	M(3)	<b>JDAGBR3A</b>	<b>JDAGBL3A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR3A</b>
	L(4)	<b>JDAGBR4A</b>	<b>JDAGBL4A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR4A</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR5A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL5A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR5A</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR6A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL6A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR6A</b>
ブラックペッパー 	XS(1)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR1B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL1B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR1B</b>
	S(2)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR2B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL2B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR2B</b>
	M(3)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR3B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL3B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR3B</b>
	L(4)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR4B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL4B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR4B</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR5B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL5B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR5B</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBR6B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBL6B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JDAGBLR6B</b>
② 丈		<input type="checkbox"/> ノーマル(N) / <input type="checkbox"/> ショート(S)		
③ 圧迫クラス		<input type="checkbox"/> 1 (18-21mmHg) / <input type="checkbox"/> 2 (23-32mmHg) / <input type="checkbox"/> 3 (34-46mmHg)		
価格 入数		¥ 9,600 (税抜) ¥ 10,560 (税込) 1本	¥ 9,600 (税抜) ¥ 10,560 (税込) 1本	¥ 19,200 (税抜) ¥ 21,120 (税込) 2本(左右セット)
④ オプション <input type="checkbox"/> つま先あり (t)		¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)	¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)	¥ 2,346 (税抜) ¥ 2,580 (税込)



ダイナミック  
ベルト付き  
片脚ストッキング



ダイナミック  
ベルト付き  
片脚ストッキング  
ペアベルト  
(左右同一仕様セット)

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： **JDAGBR2A52** (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング 右脚」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「オプションなし」)


例： **JDAGBLR2BS2t** (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング ペアベルト左右セット」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)

	XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)	
ウエスト	80.5 - 90		90.5 - 100				
文 ℓG (AG) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0	cG 股下	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0	64.0 - 82.0
	cF 大腿中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0	64.0 - 79.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

腹部加圧帯状タイプの  
ボディーパーツ付き片脚  
ストッキングもございま  
す。(取り寄せ品)



詳細は次ページを  
ご覧ください



配合糸: ポリアミド、スパンデックス  
※ボディーパーツ「アーモンド」のみは  
ポリアミド、スパンデックス、ビスコース

取 = 取り寄せ品



生地: 中厚手

丸編み	タイプ	ボディーパーツ付き 片脚ストッキング	ボディーパーツ付き 片脚ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	取 JDAGBPR1A	取 JDAGBPL1A
	S(2)	取 JDAGBPR2A	取 JDAGBPL2A
	M(3)	取 JDAGBPR3A	取 JDAGBPL3A
	L(4)	取 JDAGBPR4A	取 JDAGBPL4A
	XL(5)	取 JDAGBPR5A	取 JDAGBPL5A
ブラックペッパー 	XS(1)	取 JDAGBPR1B	取 JDAGBPL1B
	S(2)	取 JDAGBPR2B	取 JDAGBPL2B
	M(3)	取 JDAGBPR3B	取 JDAGBPL3B
	L(4)	取 JDAGBPR4B	取 JDAGBPL4B
	XL(5)	取 JDAGBPR5B	取 JDAGBPL5B
② 丈		ノーマル(N)、ショート(S)、エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス (ストッキング)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)	
④ 圧迫クラス (ボディーパーツ)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥ 13,900 (税抜) ¥ 15,290 (税込) 1本	¥ 13,900 (税抜) ¥ 15,290 (税込) 1本
⑤ オプション	つま先あり (t)	¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)	¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)
	カスタムボディーパーツ (c) (色、ウエストの周径値を指定していただく必要があります)	¥ 9,400 (税抜) ¥ 10,340 (税込)	¥ 9,400 (税抜) ¥ 10,340 (税込)



ダイナミック  
ボディーパーツ付き  
片脚ストッキング

既製品のボディーパーツのカラーは「アーモンド」のみになります。

ブラックペッパーおよびその他のカラーの場合はカスタムボディーパーツをお選びいただく必要があります。カラーについては総合カタログの最後のページをご参照ください。

ストッキングの生地は「ダイナミック」ですが、ボディーパーツの生地は平編みの「エキスパート」になります。

ボディーパーツとストッキングを別々の既製品サイズでご注文も可能です。ボディーパーツサイズ XS(1)~XL(5)を基礎製品番号のカラー (A/B) の前にサイズの数字を入れてください (追加料金無し)。

例: M(3)の場合 ↓

**JDAGBPR2 3 A+丈+圧+オプション**

カスタムボディーパーツの場合はウエストの周径を計測してご注文時にお伝えください。丈は既製品およびカスタム品両方とも23cmになります。

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス (ストッキング) + ④圧迫クラス (ボディーパーツ) + ⑤オプション (ご希望の場合)

例: JDAGBPR2A521tc (「ダイナミック」「ボディーパーツ付き片脚ストッキング 右脚」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「ストッキング圧迫クラス2」「ボディーパーツ圧迫クラス1」「つま先あり」「カスタムボディーパーツ」)  
※備考欄などにカスタムボディーパーツの周径、例: 「103cm」

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)
丈 ℓ G (AG) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0	ウエスト	80.0 - 90.0	90.0 - 100.0	100.0 - 110.0	110.0 - 120.0	120.0 - 135.0
	cG 股下	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0
	cF 大腿中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0
ℓ Z 22.5 - 29.5 ℓ A 15.0 - 21.0						

ボディーパーツの丈は23cmになります。



# 下肢

## Juzo ダイナミック

## Juzo ムーブ

販売名: Juzo ダイナミックストッキング  
 医療機器届出番号: 13B3X10255000008  
 販売名: Juzo ムーブストッキング  
 医療機器届出番号: 13B3X10255000017

生地: 中厚手

配合糸: ポリアミド、スパンデックス

= 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ハイソックス	ハイソックス
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<b>JDAD1A</b>	<b>JMAD1A</b>
	S(2)	<b>JDAD2A</b>	<b>JMAD2A</b>
	M(3)	<b>JDAD3A</b>	<b>JMAD3A</b>
	L(4)	<b>JDAD4A</b>	<b>JMAD4A</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD5A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD5A</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD6A</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD6A</b>
ブラペックパー 	XS(1)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD1B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD1B</b>
	S(2)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD2B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD2B</b>
	M(3)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD3B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD3B</b>
	L(4)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD4B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD4B</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD5B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD5B</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JDAD6B</b>	<input type="checkbox"/> <b>JMAD6B</b>
② 丈		取 <input type="checkbox"/> ノーマル (N)、 <input type="checkbox"/> ショート (S)、 <input type="checkbox"/> エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) <input type="checkbox"/> 3 (34-46mmHg) <small>※圧迫クラス3はダイナミックのみ</small>	
価格		¥ 9,000 (税抜)	¥ 9,000 (税抜)
入数		¥ 9,900 (税込)	¥ 9,900 (税込)
		1足 (2本)	1足 (2本)
④ オプション	<input type="checkbox"/> つま先あり (t)	¥ 2,346 (税抜)	¥ 2,346 (税抜)
	<input type="checkbox"/> マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2,528 (税抜)	¥ 2,528 (税抜)
		¥ 2,580 (税込)	¥ 2,580 (税込)
		¥ 2,780 (税込)	¥ 2,780 (税込)



ダイナミック  
ハイソックス



ムーブ  
ハイソックス

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: **JDAD2A51** (「ダイナミック」「ハイソックス」「サイズS(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス1」「オプションなし」)  
 ※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)		
ムーブ	丈 ℓD (AD)	cD 膝下	27.0 - 32.0	30.0 - 35.0	33.0 - 38.0	36.0 - 41.0	39.0 - 44.0	42.0 - 47.0	
	ノーマル(N) 40.0 - 46.0	cC ふくらはぎ 最大部	28.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	37.0 - 42.0	40.0 - 45.0	43.0 - 48.0	
		cB1 すね	24.0 - 27.0	26.0 - 29.0	28.0 - 31.0	30.0 - 34.0	33.0 - 38.0	37.0 - 42.0	
	ショート(S) 34.0 - 39.0	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0	
	エクストラ ショート(X) 31.0 - 34.0	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0	
	ℓZ 22.5 - 29.5	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0	
	ℓA 15.0 - 21.0								
	ダイナミック	丈 ℓD (AD)	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
		ノーマル(N) 40.0 - 46.0	cC ふくらはぎ 最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
			cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
ショート(S) 34.0 - 39.0		cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0	
エクストラ ショート(X) 31.0 - 34.0		cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0	
ℓZ 22.5 - 29.5		cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0	
ℓA 15.0 - 21.0									

Juzo ムーブ  
製品特徴については  
ぜひこちらをご覧ください





配合糸：ポリアミド、スパンデックス

= 取り寄せ品



生地：薄手

丸編み	タイプ	ストッキング	パンティストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JSAG1A	JSAT1A
	S(2)	JSAG2A	JSAT2A
	M(3)	JSAG3A	JSAT3A
	L(4)	JSAG4A	JSAT4A
	XL(5)	<input type="checkbox"/> JSAG5A	<input type="checkbox"/> JSAT5A
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> JSAG6A	<input type="checkbox"/> JSAT6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JSAG1B	JSAT1B
	S(2)	JSAG2B	JSAT2B
	M(3)	JSAG3B	JSAT3B
	L(4)	JSAG4B	JSAT4B
	XL(5)	<input type="checkbox"/> JSAG5B	<input type="checkbox"/> JSAT5B
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> JSAG6B	<input type="checkbox"/> JSAT6B
② 丈		<input type="checkbox"/> ノーマル(N)、 <input type="checkbox"/> ショート(S)、 <input type="checkbox"/> エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス		<input type="checkbox"/> 1 (18-21mmHg) / <input type="checkbox"/> 2 (23-32mmHg)	
価格		¥ 11,800 (税抜) ¥ 12,980 (税込)	¥ 15,500 (税抜) ¥ 17,050 (税込)
入数		1足(2本)	1足
④ オプション	<input type="checkbox"/> つま先あり (t)	追加料金なし	
	<input type="checkbox"/> マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2,528 (税抜)	—
	<input type="checkbox"/> または、マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	¥ 2,780 (税込)	—



ソフト  
ストッキング



ソフト  
パンティストッキング

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： JSAG2AS1 (「ソフト」「ストッキング」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス1」「オプションなし」)

例： JSAT3BS2t (「ソフト」「パンティストッキング」「サイズ M(3)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス2」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)	
	cH ヒップ	80 - 140						
	丈 ℓG (AG/AT)	① ノーマル(N)	41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
		② ショート(S)	49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
		③ エクストラショート(X)	41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cF 大腿部中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0	
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0	
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0	
	cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0	
	cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0	
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0	
cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0		
cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0		


③ ② ①  
 ① マイクロシリコンすべり止め (取り寄せ品)  
 ② マイクロシリコンすべり止め ワイド版 (取り寄せ品)  
 ③ パンティストッキングあるいはシリコンなしのストッキング

# 下肢

## Juzo インスピレーション

販売名：Juzo インスピレーションストッキング  
医療機器届出番号：13B3X10255000014

生地：超薄手



配合糸：ポリアミド、スパンデックス

**取** = 取り寄せ品


丸編み	タイプ	ストッキング シリコン付き	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
ブルーベリー ディップダイ 	XS(1)	<b>取</b> <b>JIAG1BBD</b>	<b>取</b> <b>JIAT1BBD</b>
	S(2)	<b>取</b> <b>JIAG2BBD</b>	<b>取</b> <b>JIAT2BBD</b>
	M(3)	<b>取</b> <b>JIAG3BBD</b>	<b>取</b> <b>JIAT3BBD</b>
	L(4)	<b>取</b> <b>JIAG4BBD</b>	<b>取</b> <b>JIAT4BBD</b>
	XL(5)	<b>取</b> <b>JIAG5BBD</b>	<b>取</b> <b>JIAT5BBD</b>
	XXL(6)	<b>取</b> <b>JIAG6BBD</b>	<b>取</b> <b>JIAT6BBD</b>
ポピーシード ディップダイ 	XS(1)	<b>取</b> <b>JIAG1PSD</b>	<b>取</b> <b>JIAT1PSD</b>
	S(2)	<b>取</b> <b>JIAG2PSD</b>	<b>取</b> <b>JIAT2PSD</b>
	M(3)	<b>取</b> <b>JIAG3PSD</b>	<b>取</b> <b>JIAT3PSD</b>
	L(4)	<b>取</b> <b>JIAG4PSD</b>	<b>取</b> <b>JIAT4PSD</b>
	XL(5)	<b>取</b> <b>JIAG5PSD</b>	<b>取</b> <b>JIAT5PSD</b>
	XXL(6)	<b>取</b> <b>JIAG6PSD</b>	<b>取</b> <b>JIAT6PSD</b>
② 丈		ノーマル(N)、ショート(S)、エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格		¥16,400 (税抜)	¥18,000 (税抜)
入数		¥18,040 (税込) 1足(2本)	¥19,800 (税込) 1足
④ オプション つま先あり (t)		追加料金なし	追加料金なし
⑤ マイクロシリコンすべり止め通常版 (m) または マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)		追加料金なし	—



グラデーション加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

2本入り

ポピーシード  
ディップダイ  
着用例



グラデーション加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

1足入り

ブルーベリー  
ディップダイ  
パンティストッキング

おしゃれなグラデーション加工

【注文方法】青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合) + ⑤すべり止め

例：JIAG1BBDX1m (「ストッキング」「サイズXS(1)」「ブルーベリーディップダイ」「エクストラショート丈」「圧迫クラス1」「つま先なし」「マイクロシリコンすべり止め(m)」)

例：JIAT3PSDS1t (「パンティストッキング」「サイズM(3)」「ポピーシードディップダイ」「ショート丈」「圧迫クラス1」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。シリコンなしのストッキングはありません。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)	
丈 ℓG (AG/AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0	cH ヒップ	80 - 120						
	cG 股下	①	41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
		②	49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
		③	41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cF 大腿部 中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0	
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0	
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0	
	cC ふくらはぎ 最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0	
	cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0	
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0	
cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0		
cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0		
ℓZ 22.5 - 27.5								
ℓA 15.0 - 19.0								

① マイクロシリコンすべり止め 通常版  
② マイクロシリコンすべり止め ワイド版  
③ パンティストッキング

配合糸: ポリアミド、スパンデックス

取 = 取り寄せ品



生地: 超薄手

丸編み	タイプ	ストッキング シリコン付き	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	取 JIAG1A	取 JIAT1A
	S(2)	取 JIAG2A	取 JIAT2A
	M(3)	取 JIAG3A	取 JIAT3A
	L(4)	取 JIAG4A	取 JIAT4A
	XL(5)	取 JIAG5A	取 JIAT5A
	XXL(6)	取 JIAG6A	取 JIAT6A
ブラック 	XS(1)	取 JIAG1B	取 JIAT1B
	S(2)	取 JIAG2B	取 JIAT2B
	M(3)	取 JIAG3B	取 JIAT3B
	L(4)	取 JIAG4B	取 JIAT4B
	XL(5)	取 JIAG5B	取 JIAT5B
	XXL(6)	取 JIAG6B	取 JIAT6B
② 丈		ノーマル(N)、ショート(S)、エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 ※パティックおよびディップダイは「ディップダイ」のページをご参照ください		¥13,400 (税抜) ¥14,740 (税込) 1足(2本)	¥15,000 (税抜) ¥16,500 (税込) 1足
④ オプション つま先あり (t)		追加料金なし	
⑤ マイクロシリコンすべり止め通常版 (m) または マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)		追加料金なし	



アーモンド  
パティーストッキング

アーモンドとブラックベッパー以外のカラー記号は「生地・カラー一覧」のページをご参照ください。

パティックはディップダイと同じ価格になります。

AG ¥18,040 (税込)  
AT ¥19,800 (税込)



ブルーベリー  
パティック-黒  
パティーストッキング

パティック加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

【注文方法】青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合) + ⑤すべり止め

例: JIAG2AS1m (「ストッキング」「サイズS(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス1」「つま先なし」「マイクロシリコンすべり止め (m)」)

例: JIAT3SES1t (「パティーストッキング」「サイズM(3)」「セサミ」「ショート丈」「圧迫クラス1」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。シリコンなしのストッキングはありません。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)	
	cH ヒップ	80 - 120						
	① 丈 ℓG (AG/AT)	①	41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
		②	49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
		③	41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	② ノーマル(N)	72.0 - 83.0						
	③ ショート(S)	66.0 - 72.0						
	④ エクストラショート(X)	58.0 - 66.0						
	cF 大腿部中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0	
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0	
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0	
cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0		
cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0		
cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0		
ℓZ 22.5 - 27.5								
ℓA 15.0 - 19.0								
cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0		
cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0		

① マイクロシリコンすべり止め 通常版  
② マイクロシリコンすべり止め ワイド版  
③ パティーストッキング



# 上肢

## Juzo ダイナミック



## Juzo ソフト

販売名: Juzo ダイナミックスリーブ  
医療機器届出番号: 13B3X10255000012  
販売名: Juzo ソフトスリーブ  
医療機器届出番号: 13B3X10255000011

生地: 中厚手 (ダイナミック)  
薄手 (ソフト)

配合糸: ポリアミド、スパンデックス  
取 = 取り寄せ品

上肢  
ダイナミック・ソフト

丸編み	タイプ	スリーブ	スリーブ
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDCG1A	JSCG1A
	S(2)	JDCG2A	JSCG2A
	M(3)	JDCG3A	JSCG3A
	L(4)	JDCG4A	JSCG4A
	XL(5)	取 JDCG5A	取 JSCG5A
	XXL(6)	取 JDCG6A	取 JSCG6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JDCG1B	JSCG1B
	S(2)	JDCG2B	JSCG2B
	M(3)	JDCG3B	JSCG3B
	L(4)	JDCG4B	JSCG4B
	XL(5)	取 JDCG5B	取 JSCG5B
	XXL(6)	取 JDCG6B	取 JSCG6B
通常より ゆったりとした	大きいサイズ	② 取 マックス (max) (M)	
③ 圧迫クラス		取 1 (18-21mmHg) ※ソフト圧1は常時在庫。 ※ダイナミック圧1は取り寄せ	2 (23-32mmHg)
価格		¥ 8,900 (税抜) ¥ 9,790 (税込)	¥ 8,600 (税抜) ¥ 9,460 (税込)
入数		1本	1本
④ オプション	取 マイクロシリコン すべり止め (m)	¥ 1,264 (税抜) ¥ 1,390 (税込)	¥ 1,264 (税抜) ¥ 1,390 (税込)



ダイナミック  
スリーブ



ソフト  
スリーブ

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②大きいサイズ (ご希望の場合) + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: JDCG1A1 (「ダイナミック」「スリーブ」「サイズ XS(1)」「アーモンド」「圧迫クラス 1」「オプションなし」)

例: JSCG4BM2m (「ソフト」「スリーブ」「サイズ L(4)」「ブラックペッパー」「大きいサイズ (max)」「圧迫クラス 2」「マイクロシリコンすべり止め」)

※オプションなしの場合は「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
ℓ CG 41.0 - 47.0	cG 腋下	24.0 - 26.0	26.0 - 28.5	28.0 - 30.5	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0
	cG max	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0	36.0 - 39.5	38.0 - 41.5	40.0 - 44.0
ℓ CE 21.0 - 25.0	cF 上腕部 中央	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cF max	28.0 - 30.5	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0	36.0 - 39.5	38.0 - 41.5
	cE 肘	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cE max	25.0 - 27.5	27.0 - 29.5	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5	32.0 - 35.0	33.5 - 36.5
	cD 前腕 最大部	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cD max	25.0 - 27.5	27.0 - 29.5	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5	32.0 - 35.0	33.5 - 36.5
	cC 手首	14.5 - 16.0	16.0 - 17.5	17.5 - 19.0	19.0 - 20.5	20.5 - 22.0	22.0 - 24.0

配合糸：ポリアミド、スパンデックス

取 = 取り寄せ品



生地：中厚手

平編み	タイプ	グローブ	ミトン
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JHFA1A	取 JHDA1A
	S(2)	JHFA2A	取 JHDA2A
	M(3)	JHFA3A	取 JHDA3A
	L(4)	JHFA4A	取 JHDA4A
	XL(5)	取 JHFA5A	取 JHDA5A
	XXL(6)	取 JHFA6A	取 JHDA6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JHFA1B	取 JHDA1B
	S(2)	JHFA2B	取 JHDA2B
	M(3)	JHFA3B	取 JHDA3B
	L(4)	JHFA4B	取 JHDA4B
	XL(5)	取 JHFA5B	取 JHDA5B
	XXL(6)	取 JHFA6B	取 JHDA6B
② 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)
価格		¥ 15,500 (税抜) ¥ 17,050 (税込)	¥ 5,400 (税抜) ¥ 5,940 (税込)
入数		1 枚	1 枚



シームレス  
グローブ

1枚入り



シームレス  
ミトン

1枚入り

上肢  
シームレス

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②圧迫クラス

例： JHFA2B2 (「シームレス」「グローブ」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「圧迫クラス 2」)  
例： JHDA3A1 (「シームレス」「ミトン」「サイズ M(3)」「アーモンド」「圧迫クラス 1」)

既製品のサイズ表 (単位：cm)	XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
cA 4指の付け根	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0
cC 手首	13.5 - 15.0	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0



ジュリアス・ゾーン有限会社  
Julius Zorn GmbH

since 1912

ジュゾー  
Juzo 社は圧迫用品の専門製造業者として 100 年以上の歴史があり、世界 60 ヶ国で製品を販売しています。本社はドイツのアイヒャッハ市 (バイエルン州) にあり、国内外に 1000 人以上の従業員がいます。患者さんの個々のニーズにお応えできるよう豊富なバリエーションの既製品および特注品をご用意しています。

すべての製品は、原料から最終加工までの世界的に統一された試験・認証システム「エコテックスタンダード 100」により安心・安全であることが保証されています。また、弾性着衣に関するドイツの品質保証規格「RAL」の認定を受けています。

ぜひ日本の皆様にもこの最高クラス医療用圧迫用品をお使いいただきたいと思います。お問い合わせは、当社 (株)ベーター・プラスにて承ります。



# 上肢

Juzo  
シームレス

販売名：Juzo シームレス  
医療機器届出番号：13B3X10255000013

生地：中厚手

配合糸：ポリアミド、スパンデックス




平編み	タイプ	グローブ付きスリーブ マイクロシリコン付き	ミトン付きスリーブ マイクロシリコン付き
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO1A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA1A
	S(2)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO2A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA2A
	M(3)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO3A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA3A
	L(4)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO4A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA4A
	XL(5)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO5A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA5A
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO6A	<input type="checkbox"/> 取 JAGA6A
ブラックペッパー 	XS(1)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO1B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA1B
	S(2)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO2B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA2B
	M(3)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO3B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA3B
	L(4)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO4B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA4B
	XL(5)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO5B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA5B
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> 取 JAGO6B	<input type="checkbox"/> 取 JAGA6B
② 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)
価格		¥19,800 (税抜) ¥21,780 (税込)	¥14,500 (税抜) ¥15,950 (税込)
入数		1枚	1枚
③ マイクロシリコンすべり止め (m) <small>※標準タイプ。シリコンなしのタイプはございません。</small>		追加料金なし	追加料金なし



シームレス  
グローブ付き  
スリーブ



シームレス  
ミトン付き  
スリーブ



【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②圧迫クラス + ③マイクロシリコンすべり止め

例： JAGO3A1m (「シームレス」「グローブ付きスリーブ」「サイズ M(3)」「アーモンド」「圧迫クラス1」「マイクロシリコンすべり止め」)

例： JAGA2B2m (「シームレス」「ミトン付きスリーブ」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「圧迫クラス2」「マイクロシリコンすべり止め」)

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
	ℓ CG 腋窩 40.0 - 47.0	25.0 - 29.0	28.5 - 32.5	31.5 - 36.0	35.0 - 39.5	38.5 - 43.0	42.0 - 45.5
	ℓ CE 21.0 - 26.0	24.5 - 27.0	26.5 - 30.0	29.0 - 33.0	32.0 - 36.0	35.0 - 38.0	37.0 - 40.0
	cE 肘	22.5 - 25.0	24.5 - 27.5	26.5 - 30.0	29.0 - 32.0	31.0 - 34.0	33.0 - 36.0
	cD 前腕最大部	22.0 - 23.5	23.0 - 26.0	25.0 - 28.0	27.0 - 30.0	29.0 - 32.0	31.0 - 34.0
	cC 手首	13.5 - 15.0	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0
	cB 親指水かき	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0
	cA 指の付け根	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0



Juzo  
リンパパッド ライン



JAN コード 4582591001759 製品コード JLPL9430

Juzo  
リンパパッド スクエア



JAN コード 4582591001766 製品コード JLPS9431

特徴	高耐久性、変形しにくい、40℃まで洗濯可能
用途	マッサージ効果の目的でバンデージや弾性着衣の圧迫下で使用
素材	表：合成ゴム、裏：ポリアミド不織布
サイズ	12x16cm (必要なサイズにカットできます)
価格	3,600円 (税抜)
1枚	3,960円 (税込)

Juzo  
ソフトコンプレス  
SCハンドパッド



JAN コード 4582591001780 製品コード JSCHP6844

Juzo  
ソフトコンプレス  
SCくるぶしパッド



JAN コード 4582591001773 製品コード JSCMP6843

特徴	コットン素材で通気性がよい、最適な圧力分布、60℃まで洗濯可能	
用途	クッションとしてバンデージやラップ式圧迫用品の圧迫下で使用	
素材	表：コットン、中身：ポリウレタンフォーム	
サイズ	8.5x24cm	サイズ 6.5x9cm
価格	2,500円 (税抜)	価格 1,700円 (税抜)
1枚	2,750円 (税込)	2個 1,870円 (税込)

※リンパパッドおよびソフトコンプレスは非医療機器扱いとなります。

Juzo

# ACS ライト ミッドラインバンド

取り寄せ品

JAN コード 4582591004552

製品コード JACSMB2BL



使用例

特徴	高耐久性、カット可能、30℃まで洗濯可能
用途	体幹部や四肢の圧迫として、包帯や弾性着衣の代わりに
素材	ポリアミド、スパンデックス
サイズ	140x20cm (必要なサイズにカットできます)
圧迫圧	~ 40mmHg
価格	12,650円(税込) 11,500円(税抜)
入数	1枚 (ベルクロファスナー6個付き)


Juzo

# ACS ライト アンチスリップバンド

取り寄せ品

JAN コード 4582591004576

製品コード JACSABBL



アンチスリップ面拡大



使用例

特徴	高耐久性、カット可能、30℃まで洗濯可能、片面すべり止め加工
用途	体幹部や四肢の圧迫として、包帯や弾性着衣の代わりに
素材	ポリアミド、スパンデックス、合成ゴム
サイズ	120x12cm (必要なサイズにカットできます)
圧迫圧	~ 40mmHg
価格	12,650円(税込) 11,500円(税抜)
入数	1枚 (ベルクロファスナー6個付き)

※ACS ライトバンドは非医療機器扱いとなります。

配合糸: ポリアミド、スパンデックス、  
 ビスコース (アーモンドのみ)

= 取り寄せ品



**既製品**

生地: 厚手

平編み	タイプ	ストッキング シリコン付き
カラー	サイズ	① 基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	<b>JEAG1A</b>
	S(2)	<b>JEAG2A</b>
	M(3)	<b>JEAG3A</b>
	L(4)	<b>JEAG4A</b>
	XL(5)	<input type="checkbox"/> <b>JEAG5A</b>
	XXL(6)	<input type="checkbox"/> <b>JEAG6A</b>
	② 丈	<input type="checkbox"/> ノーマル (N) <input type="checkbox"/> ショート (S)
	③ 圧迫クラス	<b>2 (23-32mmHg)</b>
	価格 入数	¥ 22,300 (税抜) ¥ 24,530 (税込) 1足 (2本)
④	シリコンすべり止め (s) ※標準タイプ。シリコンなしの タイプはございません。	追加料金なし



シリコンすべり止め  
大きいドット

- ・平編みとしての薄手の生地
- ・動きやすい
- ・しっかりした圧迫力

その他の形状や圧迫力やカラー、  
 または完全カスタムをご希望の  
 場合はこちらへ

エキスパート 既製品  
ストッキング

【既製品の注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④シリコンすべり止め

例: **JEAG2AS2s** (「エキスパート」「ストッキング」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「シリコンすべり止め」)

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
丈 ℓG (AG) ノーマル(N) 72.0-83.0 ショート(S) 66.0-72.0  ℓA 17.0-19.0	cG 股下	44.0-48.0	46.0-50.5	50.0-55.0	54.0-59.0	58.0-63.5	62.0-68.0
	cF 大腿部 中央	41.0-45.0	42.5-46.5	45.5-50.0	48.5-53.0	51.5-56.5	54.5-59.5
	cE 膝	30.0-33.0	32.5-35.5	35.5-39.0	38.5-42.0	41.5-45.5	44.5-48.5
	cD 膝下	27.0-29.5	29.5-32.5	32.5-35.5	35.5-39.0	38.5-42.0	41.5-45.5
	cC ふくらはぎ 最大部	29.0-31.5	31.5-34.5	34.5-37.5	37.5-41.0	40.5-44.5	43.0-47.0
	cB1 すね	23.5-25.5	25.5-28.0	27.5-30.0	30.0-33.0	32.5-35.5	35.0-38.5
	cB 足首	18.5-20.0	20.0-22.0	22.0-24.0	24.0-26.0	26.0-28.5	28.0-30.5
	cY かかと	28.0-30.5	29.0-31.5	31.0-34.0	33.0-36.0	35.0-38.5	37.0-40.5
	cA 足背	18.5-20.0	20.0-22.0	22.0-24.0	24.0-26.0	26.0-28.5	28.0-30.5

**オーダーメイド** 今までにないはき心地のよさと豊富なオプション



**ウエストバンド**

- 3種類の鼠径ラインの形状
- 8種類の標準カラー
- 6種類のトレンドカラー
- バティック & ディップダイ
- コレクション

膝屈曲加工

**足関節シワ抑え加工**

**足先斜め加工**

- 3種類のシリコンすべり止め
- トリコット裏地
- シリコン製 / スポンジ製パッド
- その他の様々なオプション

詳しくはこちらへ  
 計測手順の資料もあります



[https://juzo.batelplus.jp/order\\_made/](https://juzo.batelplus.jp/order_made/)

製品詳細や計測方法については  
 セミナー (不定期) でご案内させて  
 いただきます。



2022-2023  
 トレンドカラー  
 「Petrol Boom」

1足入り

エキスパート オーダーメイド  
**パンティーストッキング**


※その他の様々な形状もございます。



## フレボロジー (静脈疾患)

適用例	インスピレーション	ソフト	ダイナミック	ムーブ
軽度の静脈瘤、クモ状静脈 妊娠中の軽度の静脈瘤 動ける患者さんの場合の血栓症予防	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2
一次性静脈瘤 二次性静脈瘤 妊娠中の顕著な静脈瘤	CCL2	CCL2	CCL2	CCL2
重度の二次性静脈瘤	—	—	CCL3	CCL3
CVIステージ1	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2
CVIステージ2	—	—	CCL2	CCL2
CVIステージ3	—	—	CCL3	CCL3
静脈ストリッピング手術を受けた後 硬化療法を受けた後 下肢静脈除去手術を受けた後	CCL2	CCL2	CCL2	CCL2
血栓性静脈炎治療後	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2
血栓性静脈炎	—	CCL2	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
静脈血栓症	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
白色萎縮	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
再発性潰瘍治癒後	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
血栓後症候群	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3

## リンフォロジー (リンパ浮腫)



本表は参考程度の資料となります。適切な製品選定については専門医および着衣の専門職にご相談ください。  
ISLステージは国際リンパ学会の合意書に定められているリンパ浮腫重症度のステージのことを指しています。

## 取扱製品 まとめ

製品	タイプ	圧迫クラス			すべり止め		つま先 つま先 あり	カラー	
		圧1	圧2	圧3	(マイクロ) シリコン	マイクロ シリコン ワイド版		通常品	取り寄せ品
ダイナミック	ハイソックス	○	○	取	取	—	取	A	B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ストッキング	取	○	○	取	取	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ベルト付き片脚ストッキング	取	○	○	—	—	取	A	B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ベルト付き片脚ストッキング ペアベルト	取	取	取	—	—	取	—	A, B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ボディパーツ付き片脚ストッキング	取	取	取	—	—	取	—	A (カスタムは他のカラー可)
	パンティストッキング	取	○	○	—	—	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB
	スリーブ	取	○	—	取	—	—	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB
ダイナミックコットン	ストッキング	取	取	—	取	取	取	A,B	—
	パンティストッキング	取	取	—	—	—	取	A,B	—
ソフト	ストッキング	取	○	—	取	取	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB, +Bw/b, [T]
	パンティストッキング	取	○	—	—	—	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB, +Bw/b, [T]
	スリーブ	○	○	—	取	—	—	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB, +Bw/b, [T]
シームレス	グローブ	○	○	—	—	—	—	A,B	SE
	ミトン	取	取	—	—	—	—	A,B	SE
	ミトン・グローブ付きスリーブ	取	取	—	取	—	—	—	A, B, SE
ムーブ	ハイソックス	○	○	—	取	—	取	A	B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
インスピレーション	ストッキング	取	取	—	取	取	取	—	すべてのカラー
	パンティストッキング	取	取	—	—	—	取	—	すべてのカラー
エキスパート	ストッキング	—	○	—	○	—	—	—	A (オーダーメイドは他のカラー可)
リンパパッドライン	パッド (12x16cm)	※「取」=取り寄せ品、[T]=トレンドカラー							
リンパパッドスクエア	パッド (12x16cm)								
SCハンドパッド	パッド (8.5x24cm)								
SCくるぶしパッド	パッド (6.5x9cm)								
ACSライトミッドラインバンド	バンド (140x20cm)								
ACSライドアンチスリップバンド	バンド (120x12cm)								



## マイクロシリコンすべり止め

マイクロシリコンすべり止め加工のオプションがございます。



従来よりさらに低刺激性すべり止め  
ストッキング：幅 5cm  
スリーブ：幅 3.5cm

※取り寄せ品となります。

## カラー

SU シュガー	CA カカオ	+Bw バティック白	PSD ポピーシード ティップダイ
SE セサミ	PS ポピー シード	+Bb バティック黒	BBD フルーベリー ティップダイ
A アーモンド	BB ブルー ベリー	種類や形状によってはご用意できない場合がございます。予めご了承ください。	
CI シナモン	B ブラック ペッパー	[T]トレンドカラーは2年ごとに変更になります。詳細はこちらをご覧ください。	

[https://juzo.batelplus.jp/product\\_details/](https://juzo.batelplus.jp/product_details/)

## ドイツの品質保証規格「RAL」圧迫クラス

圧迫クラス1：18～21mmHg、圧迫クラス2：23～32mmHg、圧迫クラス3：34～46mmHg

## オーダーメイド

オーダーメイド製品をご希望の場合は、当社(株)ベーテル・プラスにお問い合わせください。

## お問い合わせ

お問い合わせは下記の連絡先にて承ります。

お電話

**03-6427-6157** 月～金 9:00～17:00

URL

**<https://juzo.batelplus.jp>**

Email

**[contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)**



【発売元】



〒160-0022

東京都新宿区新宿 5 丁目 18 番 20 号 新宿オミビル 3F

TEL 03-6427-6157

URL : <https://batelplus.jp> Email : [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

一般的名称 (JMDN) : 弾性ストッキング (31724000)

クラス分類 : 一般医療機器 (クラス I)

2023.07 KI