

BP ストーマ剪刀 R

ストーマ袋等の保護剤をカットする際にお使いください。



<製品コード> SC02
<規格> 全長:130mm 両鈍・曲
ステンレス製
<JANコード> 4580362080286

- 曲線をカットしやすいように刃先がカーブ形状になっています。
- ストーマパウチのフィルムを傷つけないように、刃先端部がやや丸くなっています。

価格(税抜) **2,500円/本**

BP ポケットノギス

ストーマのサイズ測定等にお使いください。



<製品コード> PN01
<規格> 最大測定長:90mm
プラスチック製
<JANコード> 4580362080293

- シンプルなノギスで、手軽に計測できます。
- 軽量で持ち運びにも便利です。

※「KMC」の印字は現在庫がなくなり次第「BP」に変更予定です。

価格(税抜) **300円/本**

【発売元】

Batel  株式会社 ベーテル・プラス

URL <https://batelplus.jp>

E-mail info@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号
新宿オミビル3F