



1

Comfortable

吸湿性・放湿性に優れた繊維を使用
脚全体が涼しさに包まれます



縫い目が外側で肌に優しい

すず
スツキリ涼しい

Cool lala

むれにくい!!




夏でも使いやすい弾性ストッキング クール ララ

2

Color Variation カラバリ

シック・カジュアル・ハッピー
好みや気分にあわせて
色が選べます

オシャレに



- 用途: 下肢リンパ浮腫の圧迫療法
- 下肢静脈瘤の圧迫療法
- 下肢静脈血栓症後の圧迫療法
- むくみ予防



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

夏でも使いやすい 弾性ストッキング

Cool lala

クール ララ




下肢の静脈血・リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する医療用弾性ストッキング

夏でも
爽快




しっかり
吸放湿


暑い日でも快適な履き心地をキープ。
その秘密は優れた接触冷感性と高い吸放湿性。





● 配色パターン



モカベージュ ストロベリーホワイト



アイスグレー ソリッドブラック



● 商品カラーが見えるポーチ付き



圧迫圧：20-30mmHg

【サイズ表】	S	M	L
ウエスト (T)	60.0-80.0	70.0-90.0	80.0-100
ヒップ (H)	80.0-95.0	85.0-100	95.0-110
股下 (G)	44.5-62.5	48.5-67.5	52.5-72.5
膝下 (D)	28.5-36.5	31.5-39.5	33.5-42.5
ふくらはぎ (C)	29.5-37.5	32.5-40.5	34.5-43.5
足首 (B)	19.5-22.5	21.5-24.5	23.5-26.5
股下〜かかと	61-72		(単位: cm)

価格：9,000円(税抜)


一般的名称：弾性ストッキング 販売名：クールララ クラス分類：一般医療機器 医療機器届出番号：13B3X1025500007

【使用上の注意】

装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用下さい。

Made in Japan

【取扱方法】



- 漂白剤および乾燥機の使用は避けて下さい。
- 手洗い・陰干しを推奨しております。

【発売元】



URL：https://batelplus.jp E-mail：info@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F
TEL 03-6427-6157
FAX 03-6427-6158