

タオル地 ハイソックス

ソフイットVE

脚用

お肌にやさしくフィット

- ◆ 用途に応じて選べる
「サポート」「ストロング」の2ラインナップ
- ◆ 快適で観察しやすいオープントゥ



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

ソフィットVE 脚用

お肌にやさしくフィットする
タオル地ハイソックスです。

〈製品ラインナップ〉

●ソフィットVE サポート 5-10 mmHg

お肌の保護や下腿部の軽いサポートに

入数: 2本/袋

製品コード	サイズ	色	適用周径目安		JANコード	価格
			足首	ふくらはぎ		
SVE01S	S	ホワイト	14-26cm	21-39cm	4580362085878	1,980円(税込) 1,800円(税抜)
SVE01M	M	ホワイト	16-28cm	22-41cm	4580362085885	
SVE01L	L	○	18-30cm	24-45cm	4580362085892	
SVE11S	S	ブラック	14-26cm	21-39cm	4580362087872	1,980円(税込) 1,800円(税抜)
SVE11M	M	ブラック	16-28cm	22-41cm	4580362087889	
SVE11L	L	●	18-30cm	24-45cm	4580362087896	

●ソフィットVE ストロング 20-30 mmHg

下腿部の圧迫療法などに

入数: 2本/袋

製品コード	サイズ	色	適用周径目安		JANコード	価格
			足首	ふくらはぎ		
SVE02S	S	ホワイト	16-22cm	25-38cm	4580362085908	2,530円(税込) 2,300円(税抜)
SVE02M	M	ホワイト	20-26cm	27-41cm	4580362085915	
SVE02L	L	○	26-32cm	30-45cm	4580362085922	
SVE12S	S	ブラック	16-22cm	25-38cm	4580362087902	2,530円(税込) 2,300円(税抜)
SVE12M	M	ブラック	20-26cm	27-41cm	4580362087919	
SVE12L	L	●	26-32cm	30-45cm	4580362087926	

素材 ナイロン、ポリウレタン


クラス分類: 一般医療機器

医療機器届出番号: 13B3X10255000006

【使用上の注意】

- 装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。
- 装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用ください。

【取扱方法】



- 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞ってください。
- 漂白剤および乾燥機の使用は避けてください。
- 手洗い・陰干しを推奨しております。

【発売元】

Batel Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL: <https://batelplus.jp> E-mail: contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F
TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158



お問い合わせ