



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



2021

圧迫ケア製品カタログ

Freedom in Motion

ドイツ製 最高品質の弾性着衣

ダイナミック / ダイナミックコットン



しっかりとした耐久性の高い作り
ダイナミックコットンは約 40% のコットン配合で快適な肌触り
お仕事や家事、運動時にもおすすめ！

静脈疾患・リンパ浮腫治療用

圧迫クラス 1 / 2 / 3 ※圧迫クラス 3 は下肢用のダイナミックのみ

ソフト



履き心地抜群のマイクロファイバー使用
通気性の高い、やわらかい生地が人気

静脈疾患・リンパ浮腫治療用

圧迫クラス 1 / 2

シームレス



縫い目のない平編み
格別なフィット感

リンパ浮腫治療用

圧迫クラス 1 / 2

ムーブ



縦伸びが少ない、着脱が楽
マイクロファイバー高含有
静脈疾患・リンパ浮腫治療用

圧迫クラス 1 / 2

下肢



ダイナミック / ダイナミックコットン
パンティストッキング



ダイナミック / ダイナミックコットン
ストッキング



ダイナミック / ダイナミックコットン
パンティストッキング / ストッキング
つま先あり / なし

Juzo の弾性着衣は全てラテックスフリーです。

Juzo ダイナミック
配合糸: ポリアミド、スパンデックス
Juzo ダイナミックコットン
配合糸: ポリアミド、スパンデックス、コットン

[取] = 取り寄せ品




丸編み	タイプ	ストッキング	パンティ ストッキング	ストッキング	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAG1A	JDAT1A	JDCAG1A	JDCAT1A
	S(2)	JDAG2A	JDAT2A	JDCAG2A	JDCAT2A
	M(3)	JDAG3A	JDAT3A	JDCAG3A	JDCAT3A
	L(4)	JDAG4A	JDAT4A	JDCAG4A	JDCAT4A
	XL(5)	JDAG5A	JDAT5A	JDCAG5A	JDCAT5A
	XXL(6)	JDAG6A	JDAT6A	JDCAG6A	JDCAT6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JDAG1B	JDAT1B	JDCAG1B	JDCAT1B
	S(2)	JDAG2B	JDAT2B	JDCAG2B	JDCAT2B
	M(3)	JDAG3B	JDAT3B	JDCAG3B	JDCAT3B
	L(4)	JDAG4B	JDAT4B	JDCAG4B	JDCAT4B
	XL(5)	JDAG5B	JDAT5B	JDCAG5B	JDCAT5B
	XXL(6)	JDAG6B	JDAT6B	JDCAG6B	JDCAT6B
② 丈		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥ 1 2, 2 0 0 (税抜) ¥ 1 3, 4 2 0 (税込) 1 足 (2 本)	¥ 2 1, 0 0 0 (税抜) ¥ 2 3, 1 0 0 (税込) 1 足	¥ 1 4, 5 0 0 (税抜) ¥ 1 5, 9 5 0 (税込) 1 足 (2 本)	¥ 2 2, 2 0 0 (税抜) ¥ 2 4, 4 2 0 (税込) 1 足
④ オプション	つま先あり (t)	¥ 2, 3 4 6 (税抜) ¥ 2, 5 8 0 (税込)	¥ 2, 3 4 6 (税抜) ¥ 2, 5 8 0 (税込)	¥ 2, 3 4 6 (税抜) ¥ 2, 5 8 0 (税込)	¥ 2, 3 4 6 (税抜) ¥ 2, 5 8 0 (税込)
	[取] マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2, 5 2 8 (税抜)	—	¥ 2, 5 2 8 (税抜)	—
	[取] または、マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	¥ 2, 7 8 0 (税込)	—	¥ 2, 7 8 0 (税込)	—

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: JDAG1AN2 (「ダイナミック」「ストッキング」「サイズ XS(1)」「アーモンド」「ノーマル丈」「圧迫クラス 2」「オプションなし」)

例: JDCAT2BS2tm (「ダイナミックコットン」「パンティストッキング」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」)

「つま先あり」「マイクロシリコンすべり止め」 ※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 丈 ℓ G (AG / AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0 ℓ Z 22.5 - 29.5 ℓ A 15.0 - 21.0	cH ヒップ	90 - 130					
	① cG 股下	43.0 - 49.0	47.0 - 53.0	49.0 - 57.0	55.0 - 63.0	59.0 - 67.0	64.0 - 72.0
	②	50.0 - 56.0	54.0 - 62.0	58.0 - 66.0	64.0 - 73.0	68.0 - 77.0	73.0 - 82.0
	③	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0	64.0 - 82.0
	cF 大腿部中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0	64.0 - 79.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

③ ② ①
マイクロシリコンすべり止め (取り寄せ品)
マイクロシリコンすべり止め ワイド版 (取り寄せ品)
パンティストッキングあるいはシリコンなしのストッキング

下肢

Juzo ダイナミック

販売名：Juzo ダイナミックストッキング
医療機器届出番号：13B3X10255000008

配合糸：ポリアミド、スパンデックス

取 = 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAGBR1A	JDAGBL1A
	S(2)	JDAGBR2A	JDAGBL2A
	M(3)	JDAGBR3A	JDAGBL3A
	L(4)	JDAGBR4A	JDAGBL4A
	XL(5)	取 JDAGBR5A	取 JDAGBL5A
	XXL(6)	取 JDAGBR6A	取 JDAGBL6A
ブラックペッパー 	XS(1)	取 JDAGBR1B	取 JDAGBL1B
	S(2)	取 JDAGBR2B	取 JDAGBL2B
	M(3)	取 JDAGBR3B	取 JDAGBL3B
	L(4)	取 JDAGBR4B	取 JDAGBL4B
	XL(5)	取 JDAGBR5B	取 JDAGBL5B
	XXL(6)	取 JDAGBR6B	取 JDAGBL6B
② 丈		取 ノーマル(N)、ショート(S)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)	
価格 入数		¥ 9,600 (税抜) ¥ 10,560 (税込) 1本	¥ 9,600 (税抜) ¥ 10,560 (税込) 1本
④ オプション	取 つま先あり (t)	¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)	¥ 1,173 (税抜) ¥ 1,290 (税込)
	取 ペアベルト (p) ベルト付き片脚ストッキングを左右ペアとして着用され、ベルトの長さ調整をご希望の場合(ストッキング1本あたりの調整料金)	¥ 2,050 (税抜) ¥ 2,255 (税込)	¥ 2,050 (税抜) ¥ 2,255 (税込)



【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： JDAGBR2AS2 (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング 右脚」「サイズS(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス2」「オプションなし」)

例： JDAGBL2BS2t (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング 左脚」「サイズS(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス2」「つま先あり」) ※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
丈 ℓ G (AG) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 ℓ Z 22.5 - 29.5 ℓ A 15.0 - 21.0	ウエスト	80.5 - 90		90.5 - 100			
	cG 股下	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0	64.0 - 82.0
	cF 大腿中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0	64.0 - 79.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

腹部加圧帯状タイプの
ボディーパーツ付き片脚
ストッキングもございます。
(取り寄せ品)



詳細はぜひこちらを
ご覧ください



配合糸：ポリアミド、スパンデックス

☐ = 取り寄せ品

丸編み	タイプ	ハイソックス	ハイソックス
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAD1A	JMAD1A
	S(2)	JDAD2A	JMAD2A
	M(3)	JDAD3A	JMAD3A
	L(4)	JDAD4A	JMAD4A
	XL(5)	☐ JDAD5A	☐ JMAD5A
	XXL(6)	☐ JDAD6A	☐ JMAD6A
ブラック 	XS(1)	☐ JDAD1B	☐ JMAD1B
	S(2)	☐ JDAD2B	☐ JMAD2B
	M(3)	☐ JDAD3B	☐ JMAD3B
	L(4)	☐ JDAD4B	☐ JMAD4B
	XL(5)	☐ JDAD5B	☐ JMAD5B
	XXL(6)	☐ JDAD6B	☐ JMAD6B
② 丈		☐ ノーマル(N)、 ☐ ショート(S)、 ☐ エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) ☐ 3 (34-46mmHg) ※圧迫クラス3はダイナミックのみ	
価格		¥ 9,000 (税抜) ¥ 9,900 (税込)	¥ 9,000 (税抜) ¥ 9,900 (税込)
入数		1足(2本)	1足(2本)
④ オプション	☐ つま先あり (t)	¥ 2,346 (税抜) ¥ 2,580 (税込)	¥ 2,346 (税抜) ¥ 2,580 (税込)
	☐ マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2,528 (税抜) ¥ 2,780 (税込)	¥ 2,528 (税抜) ¥ 2,780 (税込)



ダイナミック
ハイソックス



ムーブ
ハイソックス

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ② 丈 + ③ 圧迫クラス + ④ オプション (ご希望の場合)

例： JDAD2AS1 (「ダイナミック」「ハイソックス」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 1」「オプションなし」)
※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)

ムーブ

丈 D (AD)

ノーマル(N)
40.0 - 46.0

ショート(S)
34.0 - 39.0

エクストラ
ショート(X)
31.0 - 34.0

ℓ Z 22.5 - 29.5

ℓ A 15.0 - 21.0

cD 膝下

cC ふくらはぎ
最大部

cB1 すね

cB 足首

cY かかと

cA 足背

XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
27.0 - 32.0	30.0 - 35.0	33.0 - 38.0	36.0 - 41.0	39.0 - 44.0	42.0 - 47.0
28.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	37.0 - 42.0	40.0 - 45.0	43.0 - 48.0
24.0 - 27.0	26.0 - 29.0	28.0 - 31.0	30.0 - 34.0	33.0 - 38.0	37.0 - 42.0
18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

ダイナミック

丈 D (AD)

ノーマル(N)
40.0 - 46.0

ショート(S)
34.0 - 39.0

エクストラ
ショート(X)
31.0 - 34.0

ℓ Z 22.5 - 29.5

ℓ A 15.0 - 21.0

cD 膝下

cC ふくらはぎ
最大部

cB1 すね

cB 足首

cY かかと

cA 足背

XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

Juzo ムーブ
製品特徴については
ぜひこちらをご覧ください




下肢

Juzo
ソフト

販売名: Juzo ソフトストッキング
医療機器届出番号: 13B3X10255000010

配合系: ポリアミド、スパandex

取 = 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ストッキング	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JSAG1A	JSAT1A
	S(2)	JSAG2A	JSAT2A
	M(3)	JSAG3A	JSAT3A
	L(4)	JSAG4A	JSAT4A
	XL(5)	JSAG5A	JSAT5A
	XXL(6)	JSAG6A	JSAT6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JSAG1B	JSAT1B
	S(2)	JSAG2B	JSAT2B
	M(3)	JSAG3B	JSAT3B
	L(4)	JSAG4B	JSAT4B
	XL(5)	JSAG5B	JSAT5B
	XXL(6)	JSAG6B	JSAT6B
② 丈		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格		¥ 11,800 (税抜) ¥ 12,980 (税込)	¥ 15,500 (税抜) ¥ 17,050 (税込)
入数		1足 (2本)	1足
④ オプション	つま先あり (t)	追加料金なし	追加料金なし
	取 マイクロシリコンすべり止め (m) 取 または、マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	¥ 2,528 (税抜) ¥ 2,780 (税込)	— —



ソフト
ストッキング



ソフト
パンティストッキング


【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: JSAG2AS1 (「ソフト」「ストッキング」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 1」「オプションなし」)

例: JSAT3BS2t (「ソフト」「パンティストッキング」「サイズ M(3)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「つま先あり」)


※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 丈 ℓ G (AG/AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0 ℓ Z 22.5 - 29.5 ℓ A 15.0 - 21.0	cH ヒップ	80 - 140					
	① cG 股下	41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
	②	49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
	③	41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cF 大腿部中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0
	cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0
	cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

③ ② ①
マイクロシリコンすべり止め (取り寄せ品)
マイクロシリコンすべり止め ワイド版 (取り寄せ品)
パンティストッキングあるいはシリコンなしのストッキング

配合系: ポリアミド、スパandex

取 = 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ストッキング シリコン付き	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
ブルーベリー ディップダイ 	XS(1)	取 JIAG1BBD	取 JIAT1BBD
	S(2)	取 JIAG2BBD	取 JIAT2BBD
	M(3)	取 JIAG3BBD	取 JIAT3BBD
	L(4)	取 JIAG4BBD	取 JIAT4BBD
	XL(5)	取 JIAG5BBD	取 JIAT5BBD
	XXL(6)	取 JIAG6BBD	取 JIAT6BBD
ポピーシード ディップダイ 	XS(1)	取 JIAG1PSD	取 JIAT1PSD
	S(2)	取 JIAG2PSD	取 JIAT2PSD
	M(3)	取 JIAG3PSD	取 JIAT3PSD
	L(4)	取 JIAG4PSD	取 JIAT4PSD
	XL(5)	取 JIAG5PSD	取 JIAT5PSD
	XXL(6)	取 JIAG6PSD	取 JIAT6PSD
② 丈		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格		¥ 16,400 (税抜) ¥ 18,040 (税込)	¥ 18,000 (税抜) ¥ 19,800 (税込)
入数		1足 (2本)	1足
④ オプション	つま先あり (t)	追加料金なし	追加料金なし
⑤	マイクロシリコンすべり止め通常版 (m) または マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	追加料金なし	—



グラデーション加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

ポピーシード
ディップダイ
着用例



グラデーション加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

ブルーベリー
ディップダイ
パンティストッキング

【注文方法】青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合) + ⑤すべり止め

例: JIAG1BBDX1m (「ストッキング」「サイズ XS(1)」「ブルーベリー ディップダイ」「エクストラショート丈」「圧迫クラス 1」「つま先なし」「マイクロシリコンすべり止め (m)」)

例: JIAT3PSDS1t (「パンティストッキング」「サイズ M(3)」「ポピーシードディップダイ」「ショート丈」「圧迫クラス 1」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。シリコンなしのストッキングはありません。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 丈 ℓG (AG/AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0 ℓZ 22.5 - 27.5 ℓA 15.0 - 19.0	cH ヒップ	80 - 120					
	cG 股下	① 41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
		② 49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
		③ 41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cF 大腿部中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0
	cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0
	cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
		cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0
		cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0

① マイクロシリコンすべり止め 通常版
② マイクロシリコンすべり止め ワイド版
③ パンティストッキングキック

上肢

Juzo
ダイナミック

Juzo
ソフト

販売名：Juzo ダイナミックスリーブ
医療機器届出番号：13B3X10255000012
販売名：Juzo ソフトスリーブ
医療機器届出番号：13B3X10255000011

配合系：ポリアミド、スパandex

取 = 取り寄せ品



ダイナミック
スリーブ



ソフト
スリーブ

丸編み	タイプ	スリーブ	スリーブ
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDCG1A	JSCG1A
	S(2)	JDCG2A	JSCG2A
	M(3)	JDCG3A	JSCG3A
	L(4)	JDCG4A	JSCG4A
	XL(5)	JDCG5A	JSCG5A
	XXL(6)	JDCG6A	JSCG6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JDCG1B	JSCG1B
	S(2)	JDCG2B	JSCG2B
	M(3)	JDCG3B	JSCG3B
	L(4)	JDCG4B	JSCG4B
	XL(5)	JDCG5B	JSCG5B
	XXL(6)	JDCG6B	JSCG6B
通常より ゆったりとした	大きいサイズ	② マックス (max) (M)	
	③ 圧迫クラス	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
	価格	¥ 8,900 (税抜) ¥ 9,790 (税込)	¥ 8,600 (税抜) ¥ 9,460 (税込)
	入数	1本	1本
④ オプション	取 マイクロシリコン すべり止め (m)	¥ 1,264 (税抜) ¥ 1,390 (税込)	¥ 1,264 (税抜) ¥ 1,390 (税込)

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②大きいサイズ (ご希望の場合) + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： JDCG1A1 (「ダイナミック」「スリーブ」「サイズ XS(1)」「アーモンド」「圧迫クラス 1」「オプションなし」)

例： JSCG4BM2m (「ソフト」「スリーブ」「サイズ L(4)」「ブラックペッパー」「大きいサイズ (max)」「圧迫クラス 2」「マイクロシリコンすべり止め」)

※オプションなしの場合は「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
ℓ CG 41.0 - 47.0	cG 腋下	24.0 - 26.0	26.0 - 28.5	28.0 - 30.5	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0
	cG max	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0	36.0 - 39.5	38.0 - 41.5	40.0 - 44.0
ℓ CE 21.0 - 25.0	cF 上腕部 中央	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cF max	28.0 - 30.5	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0	36.0 - 39.5	38.0 - 41.5
	cE 肘	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cE max	25.0 - 27.5	27.0 - 29.5	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5	32.0 - 35.0	33.5 - 36.5
	cD 前腕 最大部	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cD max	25.0 - 27.5	27.0 - 29.5	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5	32.0 - 35.0	33.5 - 36.5
	cC 手首	14.5 - 16.0	16.0 - 17.5	17.5 - 19.0	19.0 - 20.5	20.5 - 22.0	22.0 - 24.0

配合系：ポリアミド、スパンデックス



平編み	タイプ	グローブ	ミトン
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	S(2)	JHFA2A	JHDA2A
	M(3)	JHFA3A	JHDA3A
	L(4)	JHFA4A	JHDA4A
	XL(5)	JHFA5A	JHDA5A
ブラックベツパー 	S(2)	JHFA2B	JHDA2B
	M(3)	JHFA3B	JHDA3B
	L(4)	JHFA4B	JHDA4B
	XL(5)	JHFA5B	JHDA5B
② 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)
価格		¥ 1 5, 5 0 0 (税抜) ¥ 1 7, 0 5 0 (税込)	¥ 5, 4 0 0 (税抜) ¥ 5, 9 4 0 (税込)
入数		1 枚	1 枚



シームレス
グローブ



シームレス
ミトン

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②圧迫クラス

例： JHFA2B2 (「シームレス」「グローブ」「サイズ S(2)」「ブラックベツパー」「圧迫クラス 2」)

例： JHDA3A1 (「シームレス」「ミトン」「サイズ M(3)」「アーモンド」「圧迫クラス 1」)

既製品のサイズ表 (単位：cm)		S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)
	cA 4 指の付け根	17.5 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5
	cC 手首	14.5 - 16.5	16.5 - 18.0	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0



ジュリアス・ゾーン有限会社
Julius Zorn GmbH


since 1912

ジュゾー
Juzo 社は圧迫用品の専門製造業者として 100 年以上の歴史があり、世界 60 ヶ国で製品を販売しています。本社はドイツのアイヒャッハ市（バイエルン州）にあり、国内外に 1000 人以上の従業員がいます。患者さんの個々のニーズにお応えできるよう豊富なバリエーションの既製品および特注品をご用意しています。

すべての製品は、原料から最終加工までの世界的に統一された試験・認証システム「エコテックススタンダード 100」により安心・安全であることが保証されています。また、弾性着衣に関するドイツの品質保証規格「RAL」の認定を受けています。

ぜひ日本の皆様にもこの最高クラス医療用圧迫用品をお使いいただきたいと思います。
お問い合わせは、当社 (株)ベーター・プラスにて承ります。

Juzo
リンパパッド ライン



JAN コード 4582591001759 製品コード JLPL9430



Juzo
リンパパッド スクエア



JAN コード 4582591001766 製品コード JLPS9431

特徴	高耐久性、変形しにくい、40℃まで洗濯可能
用途	マッサージ効果やリンパ還流促進の目的でバンデージや弾性着衣の圧迫下で使用
素材	表：合成ゴム、裏：ポリアミド不織布
サイズ	12x16cm（必要なサイズにカットできます）
価格	3, 600円（税抜）
1 枚	3, 960円（税込）

Juzo
ソフトコンプレス
SC ハンドパッド



JAN コード 4582591001780 製品コード JSCHP6844



Juzo
ソフトコンプレス
SC くるぶしパッド



JAN コード 4582591001773 製品コード JSCMP6843

特徴	コットン素材で通気性がよい、最適な圧力分布、60℃まで洗濯可能			
用途	クッションやリンパ還流促進の目的でバンデージやラップ式圧迫用品の圧迫下で使用			
素材	表：コットン、中身：ポリウレタンフォーム			
サイズ	8.5x24cm	サイズ	6.5x9cm	
価格	2, 500円（税抜）	価格	1, 700円（税抜）	
1 枚	2, 750円（税込）	2 個	1, 870円（税込）	

※リンパパッドおよびソフトコンプレスは非医療機器扱いとなります。

製品一覧

製品	タイプ	圧迫クラス			すべり止め		つま先	カラー	
		圧1	圧2	圧3	マイクロシリコン	マイクロシリコンワイド版	つま先あり	通常品	取り寄せ品
ダイナミック	ハイソックス	○	○	取	取	—	取	A	B、SU、SE、CA、PS、BB
	ストッキング	○	○	○	取	取	○	A,B	SU、SE、CA、PS、BB
	ベルト付き片脚ストッキング	○	○	○	—	—	取	A	B、SU、SE、CA、PS、BB
	パンティストッキング	○	○	○	—	—	○	A,B	SU、SE、CA、PS、BB
	スリーブ	○	○	—	取	—	—	A,B	SU、SE、CA、PS、BB
ダイナミックコットン	ストッキング	○	○	—	取	取	○	A,B	—
	パンティストッキング	○	○	—	—	—	○	A,B	—
ソフト	ストッキング	○	○	—	取	取	○	A,B	SU、SE、CA、PS、BB
	パンティストッキング	○	○	—	—	—	○	A,B	SU、SE、CA、PS、BB
	スリーブ	○	○	—	取	—	—	A,B	SU、SE、CA、PS、BB
シームレス	グローブ	○	○	—	—	—	—	A,B	SE
	ミトン	○	○	—	—	—	—	A,B	SE
ムーブ	ハイソックス	○	○	—	取	—	取	A	B
インスピレーション	ストッキング	取	取	—	取	取	取	—	BBD、PSD
	パンティストッキング	取	取	—	—	—	取	—	BBD、PSD
リンパパッドライン	パッド (20x29.5 cm)	※「取」=取り寄せ品							
リンパパッド スクエア	パッド (20x29.5 cm)								
SC ハンドパッド	パッド (8.5x24cm)								
SC くるぶしパッド	パッド (6.5x9cm)								

Batel Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



マイクロシリコンすべり止め

マイクロシリコンすべり止め加工のオプションがございます。



従来よりさらに低刺激性すべり止め
ストッキング：幅 5cm
スリーブ：幅 3.5cm

※取り寄せ品となります。

カラー

A	アーモンド
B	ブラックベッパー

※基本的に常時在庫品のカラーですが、取り寄せ品もあります。製品一覧ご参照ください。

SU	シュガー
SE	セサミ
CA	カカオ

PS	ポピーシード	PSD	ポピーシードディップダイ
BB	ブルーベリー	BBD	ブルーベリーディップダイ

※取り寄せ品となります。一部取り扱いがない商品もあります。製品一覧ご参照ください。

ドイツの品質保証規格「RAL」圧迫クラス

圧迫クラス1：18～21mmHg、圧迫クラス2：23～32mmHg、圧迫クラス3：34～46mmHg

オーダーメイド

オーダーメイド製品をご希望の場合は、当社(株)ベーテル・プラスにお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせは下記の連絡先にて承ります。

お電話
03-6427-6157 月～金 9:00～17:00

ファックス
03-6427-6158

お問い合わせフォーム
<https://batelplus.jp/contact>

URL
<https://juzo.batelplus.jp>



【発売元】



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

〒160-0022

東京都新宿区新宿 5 丁目 18 番 20 号新宿オミビル 3F

TEL 03-6427-6157 FAX 03-6427-6158

URL : <https://batelplus.jp> Email : contact@batelplus.jp

お問い合わせフォームはこちらへ
<https://juzo.batelplus.jp/contact/>



一般的名称（JMDN）：弾性ストッキング（31724000）
クラス分類：一般医療機器（クラスⅠ）