

医療用弾性スリーブ

# リンパディーバス

lymphedivas *Stylish*  
medically correct *fashion* for lymphedema

スタイリッシュ

着けやすく、優しい着用感の  
おしゃれな医療用弾性スリーブ。



メンズにもご利用いただけます！

**LYMPHEDUDES**<sup>®</sup>

medically correct *compression* for lymphedema



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス

2023年～2024年②

# Our Story

## ーリンパディーバス社とはー

リンパディーバスのストーリーはフィラデルフィアで始まりました。若くして乳がん罹患したレイチェルとロビンは術後のリンパ浮腫に悩まされました。

彼女達が病院に相談したところ、浮腫治療には弾性スリーブの装着が有効とのアドバイスがあり製品を探しましたが、当時は生地感が悪く、暑苦しい、とても地味な製品しか入手することが出来ませんでした。

その現状に落胆した彼女達は、ファッションデザイナーと医師を相談役として、より綺麗で、自らが使いたくなるような快適なスリーブを作ろうとブランドを立ち上げました。



レイチェル レヴィン トロクセル (1970-2008)

# Brand Concept

## ーブランドコンセプトー

リンパディーバスはおしゃれで快適な医療用弾性スリーブです。このスリーブは、医療的な側面から見ても確かな効果が得られますが、私たちはリンパ浮腫患者様の“心の癒し”も同時に重要だと考えています。

華やかでおしゃれなもの、かわいいものなどを身に付けることで、内面から明るく前向きになり患者様自身が自信を持つことが症状の改善に繋がると信じています。

リンパディーバスはこれからも、最新のデザインと機能性で患者様の心と体をサポートしていきます。



## ■リンパディーバスの特徴



### 高吸湿性

すみやかに汗を吸いあげて蒸散させ、腕の蒸れを防ぎます。



### 軽量で絹のように滑らか

滑らかな生地や先端技術の編み方でぴったりとフィットします。



### 4方向ストレッチ

腕の動きに合わせて伸縮し、締め付けや食い込みを防ぎます。



### ナイロン+ライクラニット

耐久性や機能性を確保できるための高品質な編み方。



### 段階圧迫

ポンプのように機能してリンパ液を心臓側に向かって送り出します。

lymphedivas *Stylish*  
medically correct fashion for lymphedema

## <記載内容について>

柄番号	名称	※柄あり or 無地を識別するアイコンです。
00013	Mocha	無地
		グローブ・ミトン 左右兼用
		グローブ
		ミトン

※グローブ・ミトンの左右兼用 or 左右別認識用アイコン

※左右兼用は表裏で柄（デザイン）が同一のもの、左右別は表裏の柄が異なるものになります。



モデル: Kaolu

お肌に優しい

素材を使用し、  
 快適さを追求しました。

着けやすく、ムレにくい。

しなやかな伸縮性に優れた素材を使用しているため装着しやすいのはもちろん、速乾性・通気性が高いためムレにくく、着用時の快適さをキープします。

多彩な  
 デザイン  
 ラインナップ

定番品ラインナップ ※在庫商品("圧20-30mmHg"かつ"ずり落ち防止加工無し"のみ製品が対象)

00171 *Darling Fair* ベースカラー：白 **グローブミット 左右兼**



アームスリーブ  
 グローブ  
 ミット

00172 *Darling Tan* ベースカラー：白 **グローブミット 左右兼**



アームスリーブ  
 グローブ  
 ミット

00004 *Onyx* 黒 **無地** **グローブミット 左右兼**



アームスリーブ  
 グローブ  
 ミット

00025 *Bei Chic* ベージュ **無地** **グローブミット 左右兼**



アームスリーブ  
 グローブ  
 ミット



ずり落ち防止加工

すべてのスリーブはずり落ち防止加工をご注文いただけます。本加工をご希望の場合は定番品の場合でもお取り寄せとなり、入荷まで約1ヶ月お時間を頂きます。予めご了承ください。  
 ずり落ち防止加工のバンドはラテックスフリー、シリコンフリー、低刺激性のプラスチックという合成樹脂の一種からできています。

00009 *Leo Leopard* ベースカラー：ベージュ グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00011 *Midnight Lace* ベースカラー：ベージュ グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00018 *Black Paisley* ベースカラー：ベージュ グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00095 *Mariposa Pink* ベースカラー：白 グローブ・ミトン 左右別



アームスリーブ

グローブ ミトン

00111 *Lotus Dragon Tattoo* ベースカラー：ベージュ グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00112 *Romantic Rose* ベースカラー：白 グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00116 *Tranquility* ベースカラー：白 グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00117 *Bali Night* ベースカラー：白 グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00118 *Bali Sand* ベースカラー：ベージュ グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00135 *Firefly Purple* ベースカラー：白 グローブ・ミトン 左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00173 *Darling Dark* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00184 *Luna* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00188 *Sapphire* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00204 *Dahlia* ベースカラー：ベージュ グローブミトン  
左右別



アームスリーブ

グローブ ミトン

00216 *Daisy Tan* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00232 *Magnolia* ベースカラー：ベージュ グローブミトン  
左右別



アームスリーブ

グローブ ミトン

00279 *Celtic* ベースカラー：ベージュ グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00302 *Mandala* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00309 *Claire* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右別



アームスリーブ

グローブ ミトン

00313 *Tutu* ベースカラー：白 グローブミトン  
左右兼



アームスリーブ

グローブ ミトン

00317 Berkshires ベースカラー：白 **グローブ・ミトン 左右兼**

アームスリーブ  
グローブ  
ミトン

00323 Cynthia ベースカラー：白 **グローブ・ミトン 左右兼**

アームスリーブ  
グローブ  
ミトン

00335 Carolina Beige ベースカラー：ベージュ **グローブ・ミトン 左右兼**

アームスリーブ  
グローブ  
ミトン

00338 Psychedelic ベースカラー：白 **グローブ・ミトン 左右兼**

アームスリーブ  
グローブ  
ミトン

00358 Jenny ベースカラー：白 **New!** **グローブ・ミトン 左右兼**

アームスリーブ  
グローブ  
ミトン

00361 Persephone ベースカラー：白 **New!** **グローブ・ミトン 左右兼**

アームスリーブ  
グローブ  
ミトン



これらの商品は、ご注文後お取り寄せとなりますので入荷まで約1ヶ月お時間を頂きます。予めご了承ください。



医療用弾性スリーブ


# リンパディバス

スタイリッシュ

上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する医療用弾性スリーブです。

## <サイズ表> アームスリーブ


サイズ	手首周囲 C	前腕中央部周囲 D	上腕中央部周囲 F	長さ(丈) C~G
S	14.6~19.0 cm	17.8~23.2 cm	21.6~39.4 cm	ショート 37~44 cm
				ロング 43~56 cm
M	16.5~21.6 cm	23.5~28.7 cm	27.0~45.0 cm	ショート 37~44 cm
				ロング 43~56 cm
L	19.0~23.5 cm	28.9~34.3 cm	32.4~50.5 cm	ショート 37~44 cm
				ロング 43~56 cm



<アームスリーブ>

## <サイズ表> ミトン グローブ

サイズ	右/左	人差し指周囲 A	手のひら周囲 B	手首周囲 C
S	右	4.4~6.0 cm	15.0~18.7 cm	14.6~19.0 cm
	左			
M	右	5.5~7.5 cm	19.0~21.9 cm	16.5~21.6 cm
	左			
L	右	6.6~9.0 cm	22.0~26.0 cm	19.0~23.5 cm
	左			



<ミトン・グローブ>

<価格表> ※ 全製品が療養費払いの対象製品となっています。

圧迫力	種別	料金(税込)
20-30mmHg	アームスリーブ 柄あり *1	¥16,940 (税抜価格¥15,400)
	アームスリーブ 無地 *1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
	アームスリーブ オプション ずり落ち防止加工 *2	無料
	ミトン 柄あり/無地 *1	¥11,990 (税抜価格¥10,900)
	グローブ 柄あり *1	¥20,350 (税抜価格¥18,500)
30-40mmHg	グローブ 無地 *1	¥14,410 (税抜価格¥13,100)
	アームスリーブ 柄あり *2	¥16,940 (税抜価格¥15,400)
	アームスリーブ 無地 *2	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
	アームスリーブ オプション ずり落ち防止加工 *2	無料
	ミトン 柄あり/無地 *2	¥11,990 (税抜価格¥10,900)
	グローブ 柄あり *2	¥20,350 (税抜価格¥18,500)
	グローブ 無地 *2	¥14,410 (税抜価格¥13,100)



ずり落ち防止加工

### 【使用目的又は効果】

上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の腕用弾性スリーブである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、種々の加工法により成型された筒状のスリーブである。装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。

\*1 定番ラインナップのみ在庫あり  
\*2 お取り寄せになります (納期約1ヶ月)

## ご注文時の品番の例

スリーブの例	<b>LAS1S00025</b> D	ロング丈 スリーブ 圧迫力1 サイズS カラー(柄)番号 [BEI CHIC] ベイ・シック ずり落ち防止加工
グローブの例	<b>GV2M00095</b> R	グローブ 圧迫力2 サイズM カラー(柄)番号 [MARIPOSA PINK] マリポサ・ピンク 右手
ミトンの例	<b>GL1L00309</b> L	ミトン 圧迫力1 サイズL カラー(柄)番号 [CLAIRE] クレア 左手

△品番の説明▽

種類	スリーブ	AS
	ミトン	GL
	グローブ	GV
丈	スリーブ ショート丈	S
スリーブのみ	スリーブ ロング丈	L
圧迫力	圧迫力クラス1 (20-30mmHg)	1
	圧迫力クラス2 (30-40mmHg)	2
サイズ	サイズ S	S
	サイズ M	M
	サイズ L	L
ずり落ち防止加工	ずり落ち防止加工	D
	ずり落ち防止加工が不要の場合は空白にしてください	
左右	左	L
ミトン&グローブのみ	右	R
	左右兼の場合は空白にしてください	



その他の柄はWEBで  
ご覧いただけます!

リンパディーバス ブランドWEBサイト  
<https://lymphedivas.batelplus.jp/>



一般的名称 (JMDN) : 弾性ストッキング (31724000)  
販 売 名 : リンパディーバス スタイリッシュ  
クラス分類 : 一般医療機器 (クラスI)  
医療機器届出番号 : 13B3X10255000002

【発売元】



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : [contact@batelplus.jp](mailto:contact@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F  
TEL 03-6427-6157