

包帯と着衣のハイブリッド型製品 *Bandage sleeve hybrid garment*

ソフィールK

腕 用

Sofeel K

抗菌防臭
加工付き

ラテックス
フリー

吸湿速乾
繊維使用

ソフトな
肌ざわり

お肌にやさしくフィット

就寝時やスキントラブル予防に...

優れた高機能性

抗菌糸使用により、黄色ブドウ球菌・
MRSA・緑膿菌・大腸菌等への
抗菌効果あり



お肌にやさしくフィット

- ◆ 用途に応じて選べる
「サポート」「ストロング」の2ラインナップ
- ◆ 快適で観察しやすいオープントゥ

Towel fabric knee-high compression socks タオル地 ハイソックス

ソフィールVE

Sofeel VE

脚 用



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス

お肌にやさしくフィットする
包帯と着衣のハイブリッド型製品です。

Sofeel K ソフィールK

腕用


●ソフィールK 製品ラインナップ

入数:1本/袋

製品コード	サイズ	色	置き寸周径(手首)	JANコード	価格
SKS	S (赤)	ピンクベージュ	15 cm	4580362083287	2,090円(税込) 1,900円(税抜)
SKM	M (青)		17 cm	4580362083294	
SKL	L (緑)		19 cm	4580362083300	

配合系 コットン、アクリル、ポリウレタン

※周径はあくまでも目安となりますので、使用される方の状態に応じて適宜サイズ選択を行ってください。



【使用上の注意】

- 装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。
- 装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用ください。

【取扱方法】



最高洗濯温度
40℃
弱い手洗いのみ



塩素系及び
酸素系漂白剤の
使用禁止



日陰の
つり干しが
よい



アイロン掛け、
スチーム処理
できない



ドライ
クリーニング
禁止

Made in Japan

Sofeel VE ソフィールVE

脚用

●ソフィール VE 製品ラインナップ

【サポート】お肌の保護や下腿部の軽いサポートに

入数:2本/袋

製品コード	色	圧	サイズ	つま先	適用周径目安		JANコード	価格(税抜)
					足首	ふくらはぎ		
SVE01S	ホワイト	5-10mmHg	S	なし	14-26cm	21-39cm	4580362085878	2,090円(税込) 1,900円(税抜)
SVE01M			M		16-28cm	22-41cm	4580362085885	
SVE01L			L		18-30cm	24-45cm	4580362085892	
SVE11S	ブラック	5-10mmHg	S	なし	14-26cm	21-39cm	4580362087872	2,090円(税込) 1,900円(税抜)
SVE11M			M		16-28cm	22-41cm	4580362087889	
SVE11L			L		18-30cm	24-45cm	4580362087896	

【ストロング】下腿部の圧迫療法などに

入数:2本/袋

製品コード	色	圧	サイズ	つま先	適用周径目安		JANコード	価格(税抜)
					足首	ふくらはぎ		
SVE02S	ホワイト	20-30mmHg	S	なし	16-22cm	25-38cm	4580362085908	2,860円(税込) 2,600円(税抜)
SVE02M			M		20-26cm	27-41cm	4580362085915	
SVE02L			L		26-32cm	30-45cm	4580362085922	
SVE12S	ブラック	20-30mmHg	S	なし	16-22cm	25-38cm	4580362087902	2,860円(税込) 2,600円(税抜)
SVE12M			M		20-26cm	27-41cm	4580362087919	
SVE12L			L		26-32cm	30-45cm	4580362087926	

素材 コットン、ナイロン、ポリウレタン

【使用上の注意】

- 装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。
- 装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用下さい。

【取扱方法】



液温は30℃を
限度とした手洗い



塩素系及び
酸素系漂白剤の
使用禁止



つり干しが
よい



アイロン掛け、
スチーム処理
できない



ドライ
クリーニング
禁止

クラス分類: 一般医療機器 医療機器届出番号: 13B3X10255000020

【発売元】



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL: <https://batelplus.jp> E-mail: contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F

TEL 03-6427-6157