



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



2025~2026 圧迫ケア製品カタログ

Freedom in Motion

インデックス

形状・生地・カラー 一覧

p. 02

ダイナミック / ダイナミックコットン
ストッキング (AG)、パンティストッキング (AT)

p. 04

ダイナミック
ベルト付き片脚ストッキング (AGB)

p. 05

ダイナミック
ボディーパーツ付き片脚ストッキング (AGBP)

p. 06

ダイナミック / ムーブ
ハイソックス (AD)

p. 07

ソフト
ストッキング (AG)、パンティストッキング (AT)

p. 08

インスピレーション
ストッキング (AG)、パンティストッキング (AT)

p. 09

ダイナミック / ソフト
スリーブ (CG)

p. 11

シームレス
グローブ (HFA)、ミトン (HDA)

p. 12

シームレス
グローブ付きスリーブ (AGO)、ミトン付きスリーブ (AGA)

p. 13

パッド
リンパパッド、SC ハンドパッド、SC くるぶしパッド

p. 14

バンド
ACS ライト ミッドラインバンド / アンチスリップバンド

p. 15

エキスパート
既製品ストッキング (AG)、オーダーメイド製品

p. 16

製品選定アシスト表

p. 17

弾性着衣製品 形状・生地・カラー 一覧

種類		生地／圧		カラー／カラー記号											
商品名 形状	生地	形状記号	圧迫クラス	シュガー	セサミ	アーモンド	シナモン	カカオ	ポピーシード	ブルーベリー	ブラックペッパー	トレンドカラー	バティック	ディップダイ	
				SU	SE	A	CI	CA	PS	BB	B	※1)	※2)	※3)	
ダイナミック			中厚手	AD											
				AG											
				AGB											
				AGBP											
				AT											
				CG											
			1												
			2												
			3												
ダイナミックコットン			中厚手	AG											
				AT											
ムーブ			中厚手	AD											
ソフト			薄手	AG											
				AT											
				CG											
インスピレーション			超薄手	AG											
				AT											
シームレス			中厚手	HFA											
				HDA											
				AGA											
				AGO											
エキスパート 既製品			厚手	AG											
エキスパート オーダーメイド			厚手	全ての形状											

ドイツ製 最高品質の弾性着衣

ダイナミック (コットン)



しっかりとした耐久性の高い作り
オールラウンドの中厚生地
コットンの場合は約 40% 配合

静脈疾患・リンパ浮腫治療用
圧迫クラス 1 / 2 / 3

※圧迫クラス 3 は下肢用のダイナミックのみ

ムーブ



縦伸びが少ない、着脱が楽
マイクロファイバー高含有
食い込みを防ぐ機能的ゾーン

静脈疾患・リンパ浮腫治療用
圧迫クラス 1 / 2

ソフト



履き心地抜群のマイクロファイバー使用
通気性の高い、やわらかい生地が人気

静脈疾患・リンパ浮腫治療用
圧迫クラス 1 / 2

インスピレーション



超薄手の快適なストッキング
カラーバリエーション豊富

静脈疾患・リンパ浮腫治療用
圧迫クラス 1 / 2

シームレス



縫い目のない平編み
格別なフィット感

リンパ浮腫治療用
圧迫クラス 1 / 2

エキスパート



今までにないはき心地のよさと
動きやすさの平編みストッキング

リンパ浮腫治療用
圧迫クラス 2

※オーダーメイドの場合は圧迫クラス 1~4

下肢

生地：中厚手
(ダイナミック / ダイナミックコットン)



1 足入り

ダイナミック / ダイナミックコットン
パンティストッキング



2 本入り

ダイナミック / ダイナミックコットン
ストッキング



ダイナミック / ダイナミックコットン
パンティストッキング / ストッキング
つま先あり / なし

Juzo の弾性着衣は全てラテックスフリーです。

販売名: Juzo ダイナミックストッキング
医療機器届出番号: 13B3X10255000008
販売名: Juzo ダイナミックコットンストッキング
医療機器届出番号: 13B3X10255000009

Juzo ダイナミック

Juzo ダイナミックコットン

Juzo ダイナミック
配合糸: ポリアミド、スパンデックス
Juzo ダイナミックコットン
配合糸: ポリアミド、スパンデックス、コットン
取 = 取り寄せ品



丸編み	タイプ	ストッキング	パンティ ストッキング	ストッキング	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAG1A	JDAT1A	取 JDCAG1A	取 JDCAT1A
	S(2)	JDAG2A	JDAT2A	取 JDCAG2A	取 JDCAT2A
	M(3)	JDAG3A	JDAT3A	取 JDCAG3A	取 JDCAT3A
	L(4)	JDAG4A	JDAT4A	取 JDCAG4A	取 JDCAT4A
	XL(5)	取 JDAG5A	取 JDAT5A	取 JDCAG5A	取 JDCAT5A
	XXL(6)	取 JDAG6A	取 JDAT6A	取 JDCAG6A	取 JDCAT6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JDAG1B	JDAT1B	取 JDCAG1B	取 JDCAT1B
	S(2)	JDAG2B	JDAT2B	取 JDCAG2B	取 JDCAT2B
	M(3)	JDAG3B	JDAT3B	取 JDCAG3B	取 JDCAT3B
	L(4)	JDAG4B	JDAT4B	取 JDCAG4B	取 JDCAT4B
	XL(5)	取 JDAG5B	取 JDAT5B	取 JDCAG5B	取 JDCAT5B
	XXL(6)	取 JDAG6B	取 JDAT6B	取 JDCAG6B	取 JDCAT6B
② 丈		取 ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		取 1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥ 15,600 (税抜) ¥ 17,160 (税込) 1 足 (2 本) / 箱	¥ 25,500 (税抜) ¥ 28,050 (税込) 1 足 / 箱	¥ 18,800 (税抜) ¥ 20,680 (税込) 1 足 (2 本) / 箱	¥ 27,000 (税抜) ¥ 29,700 (税込) 1 足 / 箱
④ オプション	取 つま先あり (t)	¥ 2,400 (税抜) ¥ 2,640 (税込)	¥ 2,400 (税抜) ¥ 2,640 (税込)	¥ 2,400 (税抜) ¥ 2,640 (税込)	¥ 2,400 (税抜) ¥ 2,640 (税込)
	取 マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2,900 (税抜)	—	¥ 2,900 (税抜)	—
	取 または、マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	¥ 3,190 (税込)	—	¥ 3,190 (税込)	—

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: JDAG1AN2 (「ダイナミック」「ストッキング」「サイズ XS(1)」「アーモンド」「ノーマル丈」「圧迫クラス 2」「オプションなし」)

例: JDCAT2BS2tm (「ダイナミックコットン」「パンティストッキング」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」)

「つま先あり」「マイクロシリコンすべり止め」 ※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 丈 ℓ G (AG / AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0 ℓ Z 22.5 - 29.5 ℓ A 15.0 - 21.0	cH ヒップ	90 - 130					
	① cG 股下	43.0 - 49.0	47.0 - 53.0	49.0 - 57.0	55.0 - 63.0	59.0 - 67.0	64.0 - 72.0
	② cG 股下	50.0 - 56.0	54.0 - 62.0	58.0 - 66.0	64.0 - 73.0	68.0 - 77.0	73.0 - 82.0
	③ cF 大腿部中央	43.0 - 53.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0	64.0 - 82.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
cA 足背		17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

③ ② ①
マイクロシリコンすべり止め(取り寄せ品)
マイクロシリコンすべり止めワイド版(取り寄せ品)
パンティストッキングあるいはシリコンなしのストッキング

下肢
ダイナミック(コットン)

下肢

Juzo ダイナミック

販売名：Juzo ダイナミックストッキング
医療機器届出番号：13B3X10255000008

生地：中厚手



配合糸：ポリアミド、スパンデックス

☒ = 取り寄せ品

丸編み	タイプ	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング	ベルト付き 片脚ストッキング ペアベルト
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAGBR1A	JDAGBL1A	☒ JDAGBLR1A
	S(2)	JDAGBR2A	JDAGBL2A	☒ JDAGBLR2A
	M(3)	JDAGBR3A	JDAGBL3A	☒ JDAGBLR3A
	L(4)	JDAGBR4A	JDAGBL4A	☒ JDAGBLR4A
	XL(5)	☒ JDAGBR5A	☒ JDAGBL5A	☒ JDAGBLR5A
	XXL(6)	☒ JDAGBR6A	☒ JDAGBL6A	☒ JDAGBLR6A
ブラックペッパー 	XS(1)	☒ JDAGBR1B	☒ JDAGBL1B	☒ JDAGBLR1B
	S(2)	☒ JDAGBR2B	☒ JDAGBL2B	☒ JDAGBLR2B
	M(3)	☒ JDAGBR3B	☒ JDAGBL3B	☒ JDAGBLR3B
	L(4)	☒ JDAGBR4B	☒ JDAGBL4B	☒ JDAGBLR4B
	XL(5)	☒ JDAGBR5B	☒ JDAGBL5B	☒ JDAGBLR5B
	XXL(6)	☒ JDAGBR6B	☒ JDAGBL6B	☒ JDAGBLR6B
② 丈		☒ ノーマル(N) / ☒ ショート(S)		
③ 圧迫クラス		☒ 1 (18-21mmHg) / ☒ 2 (23-32mmHg) / ☒ 3 (34-46mmHg)		
価格 入数		¥12,100 (税抜) ¥13,310 (税込) 1本/箱	¥12,100 (税抜) ¥13,310 (税込) 1本/箱	¥24,200 (税抜) ¥26,620 (税込) 1足2本(左右セット)/箱
④ オプション	☒ つま先あり (t)	¥1,200 (税抜) ¥1,320 (税込)	¥1,200 (税抜) ¥1,320 (税込)	¥2,400 (税抜) ¥2,640 (税込)



ダイナミック
ベルト付き
片脚ストッキング



ダイナミック
ベルト付き
片脚ストッキング
ペアベルト
(左右同一仕様セット)

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： JDAGBR2AS2 (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング 右脚」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「オプションなし」)

例： JDAGBLR2BS2t (「ダイナミック」「ベルト付き片脚ストッキング ペアベルト左右セット」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)

	XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
ウエスト	80.5 - 90			90.5 - 100		
cG 股下	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0	64.0 - 82.0
cF 大腿中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0	64.0 - 79.0
cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0	40.0 - 48.0
cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

腹部加圧帯タイプの
ボディパーツ付き片脚
ストッキングもございます。
(取り寄せ品)



詳細は次ページを
ご覧ください

配合糸: ポリアミド、スパンデックス
※ボディーパーツ「アーモンド」のみは
ポリアミド、スパンデックス、ビスコース

取 = 取り寄せ品



右脚
つま先なし



左脚
つま先なし

生地: 中厚手

丸編み	タイプ	ボディーパーツ付き 片脚ストッキング	ボディーパーツ付き 片脚ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	取 JDAGBPR1A	取 JDAGBPL1A
	S(2)	取 JDAGBPR2A	取 JDAGBPL2A
	M(3)	取 JDAGBPR3A	取 JDAGBPL3A
	L(4)	取 JDAGBPR4A	取 JDAGBPL4A
	XL(5)	取 JDAGBPR5A	取 JDAGBPL5A
ブラックペッパー 	XS(1)	取 JDAGBPR1B	取 JDAGBPL1B
	S(2)	取 JDAGBPR2B	取 JDAGBPL2B
	M(3)	取 JDAGBPR3B	取 JDAGBPL3B
	L(4)	取 JDAGBPR4B	取 JDAGBPL4B
	XL(5)	取 JDAGBPR5B	取 JDAGBPL5B
② 丈		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス (ストッキング)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) / 3 (34-46mmHg)	
④ 圧迫クラス (ボディーパーツ)		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥ 19,900 (税抜) ¥ 21,890 (税込) 1本/箱	¥ 19,900 (税抜) ¥ 21,890 (税込) 1本/箱
⑤ オプション	つま先あり (t)	¥ 1,200 (税抜) ¥ 1,320 (税込)	¥ 1,200 (税抜) ¥ 1,320 (税込)
	カスタムボディーパーツ (c) (色、ウエストの周径値を指定していただく 必要があります) (既製品-カスタムの差額分)	¥ 14,400 (税抜) ¥ 15,840 (税込)	¥ 14,400 (税抜) ¥ 15,840 (税込)



ダイナミック ボディーパーツ付き 片脚ストッキング

既製品のボディーパーツのカラーは
「アーモンド」のみになります。

ブラックペッパーおよびその他のカラーの場合
はカスタムボディーパーツをお選びいただく必
要があります。カラーについては総合カタログ
の最後のページをご参照ください。

ストッキングの生地は「ダイナミック」です
が、ボディーパーツの生地は平編みの「エキス
パート」になります。

ボディーパーツとストッキングを別々の既製品
サイズでご注文も可能です。ボディーパーツサイズ
XS(1)~XL(5)を基礎製品番号のカラー (A/B) の前に
サイズの数字を入れてください (追加料金無し)。

例: M(3)の場合

JDAGBPR2 3 A+丈+圧+オプション


カスタムボディーパーツの場合はウエストの周
径を計測してご注文時にお伝えください。
丈は既製品およびカスタム品両方とも23cmに
なります。

カスタムボディーパーツ単品は¥29,150 (税込)、
既製品ボディーパーツ単品は¥13,310 (税込)になります。

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス (ストッキング) + ④圧迫クラス (ボディーパーツ) + ⑤オプション (ご希望の場合)

例: JDAGBPR2A521tc (「ダイナミック」「ボディーパーツ付き片脚ストッキング 右脚」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」
「ストッキング圧迫クラス2」「ボディーパーツ圧迫クラス1」「つま先あり」「カスタムボディーパーツ」
※備考欄などにカスタムボディーパーツの周径、例: 「103cm」)

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)
 丈 ℓ G (AG) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 ℓ Z 22.5 - 29.5 ℓ A 15.0 - 21.0	ウエスト	80.0 - 90.0	90.0 - 100.0	100.0 - 110.0	110.0 - 120.0	120.0 - 135.0
	cG 股下	43.0 - 56.0	47.0 - 62.0	49.0 - 66.0	55.0 - 73.0	59.0 - 77.0
	cF 大腿中央	43.0 - 53.0	47.0 - 59.0	49.0 - 63.0	55.0 - 70.0	59.0 - 74.0
	cE 膝	28.0 - 34.0	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 43.0	37.0 - 44.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0

ボディーパーツの
丈は23cmになります。



下肢

Juzo ダイナミック

Juzo ムーブ

販売名: Juzo ダイナミックストッキング
医療機器届出番号: 13B3X10255000008
販売名: Juzo ムーブストッキング
医療機器届出番号: 13B3X10255000017

生地: 中厚手

配合糸: ポリアミド、スパンデックス

☐ = 取り寄せ品



つま先なし



つま先なし

丸編み	タイプ	ハイソックス	ハイソックス
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDAD1A	JMAD1A
	S(2)	JDAD2A	JMAD2A
	M(3)	JDAD3A	JMAD3A
	L(4)	JDAD4A	JMAD4A
	XL(5)	☐ JDAD5A	☐ JMAD5A
	XXL(6)	☐ JDAD6A	☐ JMAD6A
ブラック 	XS(1)	☐ JDAD1B	☐ JMAD1B
	S(2)	☐ JDAD2B	☐ JMAD2B
	M(3)	☐ JDAD3B	☐ JMAD3B
	L(4)	☐ JDAD4B	☐ JMAD4B
	XL(5)	☐ JDAD5B	☐ JMAD5B
	XXL(6)	☐ JDAD6B	☐ JMAD6B
② 丈		取 ノーマル(N)、ショート(S)、エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg) 取 3 (34-46mmHg) ※圧迫クラス3はダイナミックのみ	
価格		¥11,400 (税抜) ¥12,540 (税込)	¥11,400 (税抜) ¥12,540 (税込)
入数		1足(2本)/箱	1足(2本)/箱
④ オプション	☐ つま先あり (t)	¥2,400 (税抜) ¥2,640 (税込)	¥2,400 (税抜) ¥2,640 (税込)
	☐ マイクロシリコンすべり止め (m)	¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)	¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)



2本入り

ダイナミック
ハイソックス



2本入り

ムーブ
ハイソックス

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例: JDAD2A51 (「ダイナミック」「ハイソックス」「サイズS(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス1」「オプションなし」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
ムーブ	丈 D (AD)						
	ノーマル(N)						
	40.0 - 46.0						
	ショート(S)						
	34.0 - 39.0						
	エクストラ						
	ショート(X)						
	31.0 - 34.0						
	ℓ Z 22.5 - 29.5						
	ℓ A 15.0 - 21.0						
ダイナミック	丈 D (AD)						
	ノーマル(N)						
	40.0 - 46.0						
	ショート(S)						
	34.0 - 39.0						
	エクストラ						
	ショート(X)						
	31.0 - 34.0						
	ℓ Z 22.5 - 29.5						
	ℓ A 15.0 - 21.0						
	cD 膝下	27.0 - 32.0	30.0 - 35.0	33.0 - 38.0	36.0 - 41.0	39.0 - 44.0	42.0 - 47.0
	cC ふくらはぎ最大部	28.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	37.0 - 42.0	40.0 - 45.0	43.0 - 48.0
	cB1 すね	24.0 - 27.0	26.0 - 29.0	28.0 - 31.0	30.0 - 34.0	33.0 - 38.0	37.0 - 42.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0
	cD 膝下	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	33.0 - 39.0	35.0 - 41.0	37.0 - 43.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 34.0	29.0 - 37.0	33.0 - 41.0	36.0 - 45.0	39.0 - 47.0	42.0 - 50.0
	cB1 すね	24.0 - 26.0	25.0 - 29.0	27.0 - 33.0	31.0 - 36.0	34.0 - 39.0	36.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

Juzo ムーブ
製品特徴については
ぜひこちらをご覧ください



配合系：ポリアミド、スパandex
[取] = 取り寄せ品

生地：薄手



丸編み	タイプ	ストッキング	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JSAG1A	JSAT1A
	S(2)	JSAG2A	JSAT2A
	M(3)	JSAG3A	JSAT3A
	L(4)	JSAG4A	JSAT4A
	XL(5)	[取] JSAG5A	[取] JSAT5A
	XXL(6)	[取] JSAG6A	[取] JSAT6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JSAG1B	JSAT1B
	S(2)	JSAG2B	JSAT2B
	M(3)	JSAG3B	JSAT3B
	L(4)	JSAG4B	JSAT4B
	XL(5)	[取] JSAG5B	[取] JSAT5B
	XXL(6)	[取] JSAG6B	[取] JSAT6B
② 丈		[取] ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		[取] 1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格 入数		¥ 15,200 (税抜) ¥ 16,720 (税込) 1足(2本)/箱	¥ 20,400 (税抜) ¥ 22,440 (税込) 1足/箱
④ オプション	[取] つま先あり (t)	¥ 700 (税抜) ¥ 770 (税込)	¥ 700 (税抜) ¥ 770 (税込)
	[取] マイクロシリコンすべり止め (m)	¥ 2,900 (税抜)	—
	[取] または、マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	¥ 3,190 (税込)	—



ソフト
ストッキング



ソフト
パニーストッキング


【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： JSAG2AS1 (「ソフト」「ストッキング」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 1」「オプションなし」)

例： JSAT3BS2t (「ソフト」「パニーストッキング」「サイズ M(3)」「ブラックペッパー」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 丈 ℓG (AG / AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0 ℓZ 22.5 - 29.5 ℓA 15.0 - 21.0	cH ヒップ	80 - 140					
	① cG 股下	41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
	② cG 股下	49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
	③ cG 股下	41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cF 大腿部中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0
	cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0
	cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

③ ② ①
マイクロシリコンすべり止め (取り寄せ品)
マイクロシリコンすべり止め ワイド版 (取り寄せ品)
パニーストッキングあるいはシリコンなしのストッキング

下肢

Juzo インスピレーション

販売名：Juzo インスピレーションストッキング
医療機器届出番号：13B3X10255000014

生地：超薄手

配合糸：ポリアミド、スパンデックス

取 = 取り寄せ品




丸編み	タイプ	ストッキング シリコン付き	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
ブルーベリー ディップダイ	XS(1)	取 JIAG1BBD	取 JIAT1BBD
	S(2)	取 JIAG2BBD	取 JIAT2BBD
	M(3)	取 JIAG3BBD	取 JIAT3BBD
	L(4)	取 JIAG4BBD	取 JIAT4BBD
	XL(5)	取 JIAG5BBD	取 JIAT5BBD
	XXL(6)	取 JIAG6BBD	取 JIAT6BBD
ポピーシード ディップダイ	XS(1)	取 JIAG1PSD	取 JIAT1PSD
	S(2)	取 JIAG2PSD	取 JIAT2PSD
	M(3)	取 JIAG3PSD	取 JIAT3PSD
	L(4)	取 JIAG4PSD	取 JIAT4PSD
	XL(5)	取 JIAG5PSD	取 JIAT5PSD
	XXL(6)	取 JIAG6PSD	取 JIAT6PSD
② 丈		ノーマル(N)、ショート(S)、エクストラショート(X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
価格		¥20,800 (税抜) ¥22,880 (税込)	¥23,100 (税抜) ¥25,410 (税込)
入数		1足(2本)/箱	1足/箱
④ オプション つま先あり (t)		¥700 (税抜) ¥770 (税込)	¥700 (税抜) ¥770 (税込)
⑤ マイクロシリコンすべり止め通常版 (m) または マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)		追加料金なし	—



グラデーション加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

2本入り

ポピーシード
ディップダイ
着用例



グラデーション加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

1足入り

ブルーベリー
ディップダイ
パンティストッキング

【注文方法】青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合) + ⑤すべり止め

例：JIAG1BBDX1m (「ストッキング」「サイズ XS(1)」「ブルーベリー ディップダイ」「エクストラショート丈」「圧迫クラス1」「つま先なし」「マイクロシリコンすべり止め (m)」)

例：JIAT3PSDS1t (「パンティストッキング」「サイズ M(3)」「ポピーシードディップダイ」「ショート丈」「圧迫クラス1」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。シリコンなしのストッキングはありません。

既製品のサイズ表 (単位：cm)

		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
丈 ℓG (AG/AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0	cH ヒップ	80 - 120					
	cG 股下	① 41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
		② 49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
		③ 41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cF 大腿部中央	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0
	cE 膝	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0
	cD 膝下	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0
	cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0
	cB1 すね	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0
	cB 足首	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
ℓZ 22.5 - 27.5 ℓA 15.0 - 19.0	cY かかと	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
	cA 足背	17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

① マイクロシリコンすべり止め 通常版
② マイクロシリコンすべり止め ワイド版
③ パンティストッキング

配合糸: ポリアミド、スパンデックス

取 = 取り寄せ品

生地: 超薄手



丸編み	タイプ	ストッキング シリコン付き	パンティ ストッキング
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	取 JIAG1A	取 JIAT1A
	S(2)	取 JIAG2A	取 JIAT2A
	M(3)	取 JIAG3A	取 JIAT3A
	L(4)	取 JIAG4A	取 JIAT4A
	XL(5)	取 JIAG5A	取 JIAT5A
	XXL(6)	取 JIAG6A	取 JIAT6A
ブラック ペッパー 	XS(1)	取 JIAG1B	取 JIAT1B
	S(2)	取 JIAG2B	取 JIAT2B
	M(3)	取 JIAG3B	取 JIAT3B
	L(4)	取 JIAG4B	取 JIAT4B
	XL(5)	取 JIAG5B	取 JIAT5B
	XXL(6)	取 JIAG6B	取 JIAT6B
② 丈		ノーマル (N)、ショート (S)、エクストラショート (X)	
③ 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	
※パティックおよびディップダイは「ディップダイ」のページをご参照ください	価格	¥16,300 (税抜) ¥17,930 (税込)	¥19,600 (税抜) ¥21,560 (税込)
	入数	1足 (2本) / 箱	1足 / 箱
④ オプション	つま先あり (t)	¥700 (税抜) ¥770 (税込)	¥700 (税抜) ¥770 (税込)
⑤	マイクロシリコンすべり止め通常版 (m) または マイクロシリコンすべり止めワイド版 (mw)	追加料金なし	追加料金なし



アーモンド
パンティストッキング

アーモンドとブラック
ペッパー以外のカラー
記号は「生地・カラー
一覧」のページを
ご参照ください。

パティックは
ディップダイと
同じ価格になります。

AG ¥22,880 (税込)
AT ¥25,410 (税込)



ブルーベリー
パティック - 黒
パンティストッキング


パティック加工には個体差があり、写真と異なる場合があります。

【注文方法】青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合) + ⑤すべり止め

例: JIAG2AS1m (「ストッキング」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 1」「つま先なし」「マイクロシリコンすべり止め (m)」)

例: JIAT3SES1t (「パンティストッキング」「サイズ M(3)」「セサミ」「ショート丈」「圧迫クラス 1」「つま先あり」)

※オプションなしの場合は「つま先なし」の仕上がりです。シリコンなしのストッキングはありません。

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 丈 ℓ G (AG / AT) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 エクストラショート(X) 58.0 - 66.0 ℓ Z 22.5 - 27.5 ℓ A 15.0 - 19.0	cH ヒップ	80 - 120					
	① cG 股下	41.0 - 48.0	45.0 - 52.0	47.0 - 56.0	54.0 - 63.0	57.0 - 66.0	63.0 - 73.0
	② cG 股下	49.0 - 58.0	53.0 - 63.0	57.0 - 68.0	64.0 - 75.0	67.0 - 79.0	74.0 - 85.0
	③ cF 大腿部中央	41.0 - 58.0	45.0 - 63.0	47.0 - 68.0	54.0 - 75.0	57.0 - 79.0	63.0 - 85.0
	cE 膝	41.0 - 55.0	45.0 - 60.0	47.0 - 65.0	54.0 - 72.0	57.0 - 76.0	63.0 - 82.0
	cD 膝下	30.0 - 37.0	33.0 - 41.0	35.0 - 45.0	39.0 - 48.0	41.0 - 51.0	44.0 - 55.0
	cC ふくらはぎ最大部	27.0 - 33.0	29.0 - 36.0	31.0 - 40.0	34.0 - 43.0	36.0 - 46.0	39.0 - 48.0
	cB1 すね	29.0 - 34.0	32.0 - 38.0	34.0 - 43.0	38.0 - 47.0	41.0 - 50.0	44.0 - 53.0
	cB 足首	23.0 - 27.0	25.0 - 30.0	27.0 - 33.0	30.0 - 36.0	32.0 - 38.0	35.0 - 41.0
	cY かかと	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.5	24.5 - 27.0	27.0 - 30.0	30.0 - 33.0
	cA 足背	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35.0	34.0 - 37.5	36.5 - 41.0	39.5 - 45.0
		17.5 - 22.0	19.5 - 24.0	21.5 - 26.5	24.0 - 29.0	26.5 - 33.0	29.5 - 37.0

① マイクロシリコンすべり止め 通常版
② マイクロシリコンすべり止め ワイド版
③ パンティストッキング

上肢

Juzo
ダイナミック

Juzo
ソフト

販売名：Juzo ダイナミックスリーブ
医療機器届出番号：13B3X10255000012
販売名：Juzo ソフトスリーブ
医療機器届出番号：13B3X10255000011

生地：中厚手（ダイナミック）
薄手（ソフト）

配合糸：ポリアミド、スパンデックス
取 = 取り寄せ品

丸編み	タイプ	スリーブ	スリーブ
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JDCG1A	JSCG1A
	S(2)	JDCG2A	JSCG2A
	M(3)	JDCG3A	JSCG3A
	L(4)	JDCG4A	JSCG4A
	XL(5)	取 JDCG5A	取 JSCG5A
	XXL(6)	取 JDCG6A	取 JSCG6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JDCG1B	JSCG1B
	S(2)	JDCG2B	JSCG2B
	M(3)	JDCG3B	JSCG3B
	L(4)	JDCG4B	JSCG4B
	XL(5)	取 JDCG5B	取 JSCG5B
	XXL(6)	取 JDCG6B	取 JSCG6B
通常より ゆったりとした	大きいサイズ	② 取 マックス (max) (M)	
	③ 圧迫クラス	取 1 (18-21mmHg) ※ソフト圧1は常時在庫。 ※ダイナミック圧1は取り寄せ	2 (23-32mmHg)
	価格	¥11,600 (税抜) ¥12,760 (税込)	¥11,600 (税抜) ¥12,760 (税込)
	入数	1本/箱	1本/箱
④ オプション	取 マイクロシリコン すべり止め (m)	¥1,450 (税抜) ¥1,595 (税込)	¥1,450 (税抜) ¥1,595 (税込)



ダイナミック
スリーブ



ソフト
スリーブ

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。


①基礎製品番号 + ②大きいサイズ (ご希望の場合) + ③圧迫クラス + ④オプション (ご希望の場合)

例： JDCG1A1 (「ダイナミック」「スリーブ」「サイズ XS(1)」「アーモンド」「圧迫クラス 1」「オプションなし」)

例： JSCG4BM2m (「ソフト」「スリーブ」「サイズ L(4)」「ブラックペッパー」「大きいサイズ (max)」「圧迫クラス 2」「マイクロシリコンすべり止め」)

※オプションなしの場合は「シリコンなし」の仕上がりです。

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
ℓ CG 41.0 - 47.0	cG 腋下	24.0 - 26.0	26.0 - 28.5	28.0 - 30.5	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0
	cG max	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0	36.0 - 39.5	38.0 - 41.5	40.0 - 44.0
ℓ CE 21.0 - 25.0	cF 上腕部 中央	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cF max	28.0 - 30.5	30.0 - 33.0	32.0 - 35.0	34.0 - 37.0	36.0 - 39.5	38.0 - 41.5
	cE 肘	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cE max	25.0 - 27.5	27.0 - 29.5	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5	32.0 - 35.0	33.5 - 36.5
	cD 前腕 最大部	23.0 - 25.0	24.5 - 27.0	26.0 - 28.5	27.5 - 30.0	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5
	cD max	25.0 - 27.5	27.0 - 29.5	29.0 - 31.5	30.5 - 33.5	32.0 - 35.0	33.5 - 36.5
	cC 手首	14.5 - 16.0	16.0 - 17.5	17.5 - 19.0	19.0 - 20.5	20.5 - 22.0	22.0 - 24.0



配合系：ポリアミド、スパンデックス

取 = 取り寄せ品



生地：中厚手

平編み	タイプ	グローブ	ミトン
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JHFA1A	取 JHDA1A
	S(2)	JHFA2A	取 JHDA2A
	M(3)	JHFA3A	取 JHDA3A
	L(4)	JHFA4A	取 JHDA4A
	XL(5)	取 JHFA5A	取 JHDA5A
	XXL(6)	取 JHFA6A	取 JHDA6A
ブラックペッパー 	XS(1)	JHFA1B	取 JHDA1B
	S(2)	JHFA2B	取 JHDA2B
	M(3)	JHFA3B	取 JHDA3B
	L(4)	JHFA4B	取 JHDA4B
	XL(5)	取 JHFA5B	取 JHDA5B
	XXL(6)	取 JHFA6B	取 JHDA6B
② 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)
価格		¥ 20,900 (税抜) ¥ 22,990 (税込)	¥ 6,600 (税抜) ¥ 7,260 (税込)
入数		1 枚/箱	1 枚/箱



シームレス
グローブ

1 枚入り



シームレス
ミトン

1 枚入り

【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。①基礎製品番号 + ②圧迫クラス

例： JHFA2B2 (「シームレス」「グローブ」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「圧迫クラス 2」)

例： JHDA3A1 (「シームレス」「ミトン」「サイズ M(3)」「アーモンド」「圧迫クラス 1」)

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
	cA 4 指の付け根	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0
	cC 手首	13.5 - 15.0	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0



ジュリアス・ゾーン有限会社
Julius Zorn GmbH

since 1912

ジュゾー
Juzo 社は圧迫用品の専門製造業者として 100 年以上の歴史があり、世界 60 ヶ国で製品を販売しています。本社はドイツのアイヒャッハ市（バイエルン州）にあり、国内外に 1000 人以上の従業員がいます。患者さんの個々のニーズにお応えできるよう豊富なバリエーションの既製品および特注品をご用意しています。

すべての製品は、原料から最終加工までの世界的に統一された試験・認証システム「エコテックスタンダード 100」により安心・安全であることが保証されています。また、弾性着衣に関するドイツの品質保証規格「RAL」の認定を受けています。

ぜひ日本の皆様にもこの最高クラス医療用圧迫用品をお使いいただきたいと思います。
お問い合わせは、当社 (株)ベータル・プラスにて承ります。

上肢

Juzo
シームレス

販売名：Juzo シームレス
医療機器届出番号：13B3X10255000013

生地：中厚手

配合糸：ポリアミド、スパンデックス


平編み	タイプ	グローブ付き スリーブ マイクロシリコン付き	ミトン付き スリーブ マイクロシリコン付き
カラー	サイズ	① 基礎製品番号	基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	☐ 取 JAGO1A	☐ 取 JAGA1A
	S(2)	☐ 取 JAGO2A	☐ 取 JAGA2A
	M(3)	☐ 取 JAGO3A	☐ 取 JAGA3A
	L(4)	☐ 取 JAGO4A	☐ 取 JAGA4A
	XL(5)	☐ 取 JAGO5A	☐ 取 JAGA5A
	XXL(6)	☐ 取 JAGO6A	☐ 取 JAGA6A
ブラックペッパー 	XS(1)	☐ 取 JAGO1B	☐ 取 JAGA1B
	S(2)	☐ 取 JAGO2B	☐ 取 JAGA2B
	M(3)	☐ 取 JAGO3B	☐ 取 JAGA3B
	L(4)	☐ 取 JAGO4B	☐ 取 JAGA4B
	XL(5)	☐ 取 JAGO5B	☐ 取 JAGA5B
	XXL(6)	☐ 取 JAGO6B	☐ 取 JAGA6B
② 圧迫クラス		1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)	1 (18-21mmHg) / 2 (23-32mmHg)
価格		¥ 29,700 (税抜) ¥ 32,670 (税込)	¥ 19,800 (税抜) ¥ 21,780 (税込)
入数		1枚/箱	1枚/箱
③ マイクロシリコンすべり止め (m) ※標準タイプ。シリコンなしのタイプはございません。		追加料金なし	追加料金なし



シームレス
グローブ付き
スリーブ



シームレス
ミトン付き
スリーブ




【注文方法】 青緑色の文字をお選びください。


①基礎製品番号 + ②圧迫クラス + ③マイクロシリコンすべり止め

例： JAGO3A1m (「シームレス」「グローブ付きスリーブ」「サイズ M(3)」「アーモンド」「圧迫クラス1」「マイクロシリコンすべり止め」)

例： JAGA2B2m (「シームレス」「ミトン付きスリーブ」「サイズ S(2)」「ブラックペッパー」「圧迫クラス2」「マイクロシリコンすべり止め」)

既製品のサイズ表 (単位：cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
 ℓ CG 40.0 - 47.0 ℓ CE 21.0 - 26.0	cG 腋窩	25.0 - 29.0	28.5 - 32.5	31.5 - 36.0	35.0 - 39.5	38.5 - 43.0	42.0 - 45.5
	cF 上腕部中央	24.5 - 27.0	26.5 - 30.0	29.0 - 33.0	32.0 - 36.0	35.0 - 38.0	37.0 - 40.0
	cE 肘	22.5 - 25.0	24.5 - 27.5	26.5 - 30.0	29.0 - 32.0	31.0 - 34.0	33.0 - 36.0
	cD 前腕最大部	22.0 - 23.5	23.0 - 26.0	25.0 - 28.0	27.0 - 30.0	29.0 - 32.0	31.0 - 34.0
	cC 手首	13.5 - 15.0	15.0 - 16.5	16.5 - 18.0	18.0 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0
	cB 親指水かき	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0
	cA 指の付け根	16.5 - 18.0	18.0 - 19.5	19.5 - 21.0	21.0 - 23.0	23.0 - 25.5	25.5 - 28.0

Juzo リンパパッド ライン



JAN コード 4582591001759 製品コード JLPL9430

Juzo リンパパッド スクエア



JAN コード 4582591001766 製品コード JLP59431

特徴	高耐久性、変形しにくい、40℃まで洗濯可能
用途	マッサージ効果の目的でバンデージや弾性着衣の圧迫下で使用
素材	表：合成ゴム、裏：ポリアミド不織布
サイズ	12x16cm （必要なサイズにカットできます）
価格	4, 6 0 0 円（税抜）
1 枚	5, 0 6 0 円（税込）

Juzo ソフトコンプレス SC ハンドパッド



JAN コード 4582591001780 製品コード JSCHP6844

Juzo ソフトコンプレス SC くるぶしパッド



JAN コード 4582591001773 製品コード JSCMP6843

特徴	コットン素材で通気性がよい、最適な圧力分布、60℃まで洗濯可能	
用途	クッションとしてバンデージやラップ式圧迫用品の圧迫下で使用	
素材	表：コットン、中身：ポリウレタンフォーム	
サイズ	8.5x24cm	サイズ 6.5x9cm
価格	2, 8 0 0 円（税抜）	価格 1, 9 0 0 円（税抜）
1 枚	3, 0 8 0 円（税込）	2 個 2, 0 9 0 円（税込）

※リンパパッドおよびソフトコンプレスは非医療機器扱いとなります。


Juzo

ACS ライト ミッドラインバンド

取り寄せ品

JAN コード 4582591004552

製品コード JACSMB2BL



使用例

特徴	高耐久性、カット可能、30℃まで洗濯可能
用途	体幹部や四肢の圧迫として、包帯や弾性着衣の代わりに
素材	ポリアミド、スパンデックス
サイズ	140x20cm （必要なサイズにカットできます）
圧迫圧	～40mmHg
価格	19,030円（税込） 17,300円（税抜）
入数	1枚 （ベルクロファスナー6個付き）


Juzo

ACS ライト アンチスリップバンド

取り寄せ品

JAN コード 4582591004576

製品コード JACSABBL



アンチスリップ面拡大



使用例

特徴	高耐久性、カット可能、30℃まで洗濯可能、片面すべり止め加工
用途	体幹部や四肢の圧迫として、包帯や弾性着衣の代わりに
素材	ポリアミド、スパンデックス、合成ゴム
サイズ	120x12cm （必要なサイズにカットできます）
圧迫圧	～40mmHg
価格	19,030円（税込） 17,300円（税抜）
入数	1枚 （ベルクロファスナー6個付き）

※ACS ライト バンドは非医療機器扱いとなります。

配合系: ポリアミド、スパンデックス、
 ビスコース (アーモンドのみ)

取 = 取り寄せ品

既製品

生地: 厚手

平編み	タイプ	ストッキング シリコン付き
カラー	サイズ	① 基礎製品番号
アーモンド 	XS(1)	JEAG1A
	S(2)	JEAG2A
	M(3)	JEAG3A
	L(4)	JEAG4A
	XL(5)	JEAG5A
	XXL(6)	取 JEAG6A
② 丈		ノーマル (N)、ショート (S)
③ 圧迫クラス		2 (23-32mmHg)
価格 入数		¥ 29,700 (税抜) ¥ 32,670 (税込) 1足 (2本) / 箱
④ シリコンすべり止め (s) ※標準タイプ、シリコンなしの タイプはございません。		追加料金なし



エキスパート 既製品
ストッキング



シリコンすべり止め
大きいドット。マイクロシリコン
すべり止めへの変更不可

- ・平編みとしての薄手の生地
- ・動きやすい
- ・しっかりした圧迫力

その他の形状や圧迫力やカラー、
または完全カスタムをご希望の
場合はこちらへ

【既製品の注文方法】 青緑色の文字をお選びください。

①基礎製品番号 + ②丈 + ③圧迫クラス + ④シリコンすべり止め

例: JEAG2AS2s (「エキスパート」「ストッキング」「サイズ S(2)」「アーモンド」「ショート丈」「圧迫クラス 2」「シリコンすべり止め」)

既製品のサイズ表 (単位: cm)		XS(1)	S(2)	M(3)	L(4)	XL(5)	XXL(6)
丈 ℓ G (AG) ノーマル(N) 72.0 - 83.0 ショート(S) 66.0 - 72.0 ℓ A 17.0 - 19.0	cG 股下	44.0 - 48.0	46.0 - 50.5	50.0 - 55.0	54.0 - 59.0	58.0 - 63.5	62.0 - 68.0
	cF 大腿部中央	41.0 - 45.0	42.5 - 46.5	45.5 - 50.0	48.5 - 53.0	51.5 - 56.5	54.5 - 59.5
	cE 膝	30.0 - 33.0	32.5 - 35.5	35.5 - 39.0	38.5 - 42.0	41.5 - 45.5	44.5 - 48.5
	cD 膝下	27.0 - 29.5	29.5 - 32.5	32.5 - 35.5	35.5 - 39.0	38.5 - 42.0	41.5 - 45.5
	cC ふくらはぎ最大部	29.0 - 31.5	31.5 - 34.5	34.5 - 37.5	37.5 - 41.0	40.5 - 44.5	43.0 - 47.0
	cB1 すね	23.5 - 25.5	25.5 - 28.0	27.5 - 30.0	30.0 - 33.0	32.5 - 35.5	35.0 - 38.5
	cB 足首	18.5 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0	24.0 - 26.0	26.0 - 28.5	28.0 - 30.5
	cY かかと	28.0 - 30.5	29.0 - 31.5	31.0 - 34.0	33.0 - 36.0	35.0 - 38.5	37.0 - 40.5
	cA 足背	18.5 - 20.0	20.0 - 22.0	22.0 - 24.0	24.0 - 26.0	26.0 - 28.5	28.0 - 30.5

オーダーメイド

今までにないはき心地のよさと豊富なオプション

ウェストバンド

3種類の鼠径ラインの形状
 8種類の標準カラー
 6種類のトレンドカラー
 バティック & ディップダイ
 コレクション

膝屈曲加工

足関節シワ抑え加工

足先斜め加工

3種類のシリコンすべり止め
 トリコット裏地
 シリコン製 / スポンジ製パッド
 その他の様々なオプション

詳しくはこちらへ
 計測手順の資料もあります



https://juzo.batelplus.jp/order_made/

製品詳細や計測方法については
 セミナー (不定期) でご案内させて
 いただきます。



2022-2023
 トрендカラー
 「Petrol Boom」

1足入り

エキスパート オーダーメイド
 パンティストッキング

※その他の様々な形状もございます。

フレボロジー（静脈疾患）

適用例	インスピレーション	ソフト	ダイナミック	ムーブ
軽度の静脈瘤、クモ状静脈 妊娠中の軽度の静脈瘤 動ける患者さんの場合の血栓症予防	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2
一次性静脈瘤 二次性静脈瘤 妊娠中の顕著な静脈瘤	CCL2	CCL2	CCL2	CCL2
重度の二次性静脈瘤	—	—	CCL3	CCL3
CVIステージ1	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2
CVIステージ2	—	—	CCL2	CCL2
CVIステージ3	—	—	CCL3	CCL3
静脈ストリッピング手術を受けた後 硬化療法を受けた後 下肢静脈除去手術を受けた後	CCL2	CCL2	CCL2	CCL2
血栓性静脈炎治療後	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2	CCL1 CCL2
血栓性静脈炎	—	CCL2	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
静脈血栓症	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
白色萎縮	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
再発性潰瘍治癒後	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3
血栓後症候群	—	—	CCL2 CCL3	CCL2 CCL3

CCL＝圧迫クラス

リンフォロジー（リンパ浮腫）

0	1	ISL ステージ	2	3
+		伸び硬度		+++
インスピレーション				
ソフト				
	ダイナミック			
		ムーブ		
		シームレス		
			エキスパート	
				エキスパート ストロング

本表は参考程度の資料となります。適切な製品選定については専門医および着衣の専門職にご相談ください。
ISLステージは国際リンパ学会の合意書に定められているリンパ浮腫重症度のステージのことを指しています。

取扱製品 まとめ

製品	タイプ	圧迫クラス			すべり止め		つま先	カラー	
		圧1	圧2	圧3	(マイクロ)シリコン	マイクロシリコンワイド版	つま先あり	通常品	取り寄せ品
ダイナミック	ハイソックス	○	○	取	取	—	取	A	B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ストッキング	取	○	○	取	取	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ベルト付き片脚ストッキング	取	○	○	—	—	取	A	B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ベルト付き片脚ストッキング ペアベルト	取	取	取	—	—	取	—	A, B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
	ボディーパーツ付き片脚ストッキング	取	取	取	—	—	取	—	A (カスタムは他のカラー可)
	パンティストッキング	取	○	○	—	—	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB
	スリーブ	取	○	—	取	—	—	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB
ダイナミックコットン	ストッキング	取	取	—	取	取	取	A,B	—
	パンティストッキング	取	取	—	—	—	取	A,B	—
ソフト	ストッキング	取	○	—	取	取	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB, +Bw/b, [T]
	パンティストッキング	取	○	—	—	—	取	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB, +Bw/b, [T]
	スリーブ	○	○	—	取	—	—	A,B	SU, SE, CI, CA, PS, BB, +Bw/b, [T]
シームレス	グローブ	○	○	—	—	—	—	A,B	SE
	ミトン	取	取	—	—	—	—	A,B	SE
	ミトン・グローブ付きスリーブ	取	取	—	取	—	—	—	A, B, SE
ムーブ	ハイソックス	○	○	—	取	—	取	A	B, SU, SE, CI, CA, PS, BB
インスピレーション	ストッキング	取	取	—	取	取	取	—	すべてのカラー
	パンティストッキング	取	取	—	—	—	取	—	すべてのカラー
エキスパート	ストッキング	—	○	—	○	—	—	—	A (オーダーメイドは他のカラー可)
リンパパッドライン	パッド (12x16cm)	※「取」=取り寄せ品、[T]=トレンドカラー							
リンパパッドスクエア	パッド (12x16cm)								
SC ハンドパッド	パッド (8.5x24cm)								
SC くるぶしパッド	パッド (6.5x9cm)								
ACS ライトミッドラインバンド	バンド (140x20cm)								
ACS ライドアンチスリッパバンド	バンド (120x12cm)								



マイクロシリコンすべり止め

マイクロシリコンすべり止め加工のオプションがございます。



従来よりさらに低刺激性すべり止め
ストッキング：幅 5cm
スリーブ：幅 3.5cm
※取り寄せ品となります。
※エキスパート既製品のシリコンはマイクロシリコンすべり止めへの変更不可

カラー

SU シュガー	CA カカオ	+Bw バティック白	PSD ポピーシード ディップダイ
SE セサミ	PS ポピー シード	+Bb バティック黒	BBD ブルーベリー ディップダイ
A アーモンド	BB ブルー ベリー	種類や形状によってはご用意できない場合がございます。予めご了承ください。 [T]トレンドカラーは2年ごとに変更になります。詳細はこちらをご覧ください。 https://juzo.batelplus.jp/product_details/	
CI シナモン	B ブラック ペッパー		

ドイツの品質保証規格「RAL」圧迫クラス

圧迫クラス1：18～21mmHg、圧迫クラス2：23～32mmHg、圧迫クラス3：34～46mmHg

オーダーメイド

オーダーメイド製品をご希望の場合は、当社(株)ベーテル・プラスにお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせは下記の連絡先にて承ります。

お電話

03-6427-6157 月～金 9:00～17:00

URL

<https://juzo.batelplus.jp>

Email

contact@batelplus.jp



【発売元】



Batel Plus Corporation

株式会社 ベーテル・プラス

〒160-0022

東京都新宿区新宿 5 丁目 18 番 20 号 新宿オミビル 3F

TEL 03-6427-6157

URL : <https://batelplus.jp> Email : contact@batelplus.jp

一般的名称 (JMDN) : 弾性ストッキング (31724000)

クラス分類 : 一般医療機器 (クラス I)