



コンプレッションケア 製品カタログ 2026

Compression Care Products Catalog 2026

C O N T E N T S

01	Kチューブ™	2
02	ほつれ予防テープ	2
03	コットンチューブ	3
04	ソフィール®K	3
05	ダーマカバー	4
06	ソフィール®VE	5
07	ソフィール®ガードル	6
08	BP 抗菌5本指 トウキャップ	6
09	ティゴ	7
10	BP ピタグローブ	8
11	BP グリップシート	8
12	VIM Style カタログのご紹介	9
13	JUZO カタログのご紹介	9
14	リンパディーバス カタログのご紹介	10
15	ブレストケア カタログのご紹介	10
16	泡ベーテル®F 清拭・洗浄料	11
17	ベーテル®Fami 薬用 泡せっけん	11
18	ベーテル®保湿ウォーター ミストスプレー	12
19	ベーテル®保湿ローション	12
20	ベーテル®UV保湿ミルクローション 日焼け止め	13
21	しあわせ枕 あんみん	13

※記載内容に変更が生じている可能性があります。
右記URLでは最新情報を公開しています。



<https://batelplus.jp/products>



01 ハイブリッド型 弾性チューブ包帯 Kチューブ™

優れた高機能性 抗菌糸使用により、黄色ブドウ球菌への抗菌効果あり

抗菌防臭
加工付き

ラテックス
フリー

吸湿速乾
繊維使用

ソフトな
肌ざわり

両端ほつれ
防止加工

※カットしてご使用の
場合を除きます。

[色] ホワイト

切ったり、重ねたり、
用途に合わせて
使い方はいろいろ…

[色] グレー

特徴

- 外部刺激からのお肌の保護に
- むくみの圧迫療法に
- 就寝時の軽圧迫に
- リンパ漏ケアの補助に
- 弾性着衣の装着が困難な方に
- ガーゼ等の固定に

使用上の注意

- ※両端ほつれ防止加工をしてありますが、カットした部分はほつれます。
- ※上記使用手順は一例になりますので、その他装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用ください。



◀ 使用方法・手順はこちら

製品コード	サイズ	色	幅	長さ	適用周径目安	JANコード	価格(税込)
KG1	1号(B)	グレー	6cm	1m	12~28cm	4580362085977	1,540円
K2	2号(D)	ホワイト	7.5cm	1m	15~32cm	4580362080040	1,650円
KG2	2号(D)	グレー	7.5cm	1m	15~32cm	4582672305080	1,650円
KL2	2号(D)	ホワイト	7.5cm	ロング(1.2m)	15~32cm	4580362086523	1,760円
K3	3号(E)	ホワイト	8.75cm	1m	17.5~37cm	4580362080057	1,650円
KG3	3号(E)	グレー	8.75cm	1m	17.5~37cm	4580362085984	1,650円
KL3	3号(E)	ホワイト	8.75cm	ロング(1.2m)	17.5~37cm	4580362086530	1,760円
K4	4号(F)	ホワイト	10cm	1m	20~42cm	4580362080064	1,650円
KG4	4号(F)	グレー	10cm	1m	20~42cm	4580362085991	1,650円
K5	5号(G)	ホワイト	12cm	1m	24~51cm	4580362080071	1,760円
KG5	5号(G)	グレー	12cm	1m	24~51cm	4580362086004	1,760円
K6	6号(H)	ホワイト	15cm	1m	30~64cm	4580362080088	1,760円
KG7	7号(J)	グレー	17.5cm	1m	35~76cm	4580362086011	1,760円

【配合糸】 [ホワイト] コットン、ポリエステル、アクリル、ポリウレタン [グレー] コットン、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
※ホワイトとグレーは配合糸が異なるため、風合いが異なります。

チューブ包帯等をカットした際に、ほつれにくくするために本テープで補強をします。

使用時のご注意

- ※装着後、お肌への食い込みが無いことを確認し、テープ面は外側にしてお使いください。
- ※ほつれ予防テープで加工した断端部は末梢側(心臓より遠い側)に位置する向きでの装着を推奨致します。
- ※加工部分を過度に引き伸ばしますと、テープ自体がとれてしまう恐れがありますのでご注意ください。



◀ 使用方法・手順はこちら

02 ほつれ予防テープ



製品コード	サイズ	JANコード	価格(税込)
K0	2m	4580362080163	1,320円


03 弾性チューブ包帯 コットンチューブ

「包帯」上肢

「包帯」下肢

「包帯」上肢

「包帯」上肢



圧迫療法に

弾性スリーブの代わりに

お肌が敏感な方に

特徴

- フィットしやすいテーパー形状
- カット使用可
- 薄手で快適
- オーガニックコットン使用
- ラテックスフリー

使用時のご注意

※装着方法等は医療者の方にご相談ください。
また装着部に傷・痛み等がある場合は医師等
にご相談の上、ご利用ください。

配合糸 コットン、ポリウレタン

製品コード	サイズ	色	周径目安 ※カットせずに使用する場合		長さ(丈) 手首(C)~膝の下(G)	JANコード	入数	価格(税込)
			手首C点	脇の下(G点)				
COT01S	S (赤)	ホワイト	14.5~19.0cm	22.0~33.0cm	~約40cmまで	4582591009366	2枚	3,080円
COT01M	M(青)		16.0~21.0cm	27.0~38.0cm		4582591009373		
COT01L	L (緑)		18.0~23.5cm	32.0~43.0cm		4582591009380		

04 包帯と着衣のハイブリッド型製品 ソフィール® K

優れた高機能性 抗菌糸使用により、黄色ブドウ球菌への抗菌効果あり

非医療機器



就寝時やスキントラブル予防に…

使用上の注意

※装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。
※装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用ください。

配合糸 コットン、アクリル、ポリエステル、
ナイロン、ポリウレタン

製品コード	サイズ	色	置き寸周径(手首)	JANコード	入数	価格(税込)
SKS	S (赤)	ビニール	15cm	4580362083287	1本/袋	2,090円
SKM	M(青)		17cm	4580362083294		
SKL	L (緑)		19cm	4580362083300		

※周径はあくまでも目安となりますので、使用される方の状態に応じて適宜サイズ選択を行ってください。

コットンチューブ/ソフィール® K

3

05 ダーマカバー

ソフトな
肌ざわりラテックス
フリー紫外線
約99%
カット

UPF50+



外部刺激からお肌を保護し、
皮膚トラブル予防に

特徴

- 大切なお肌を優しく保護します。
- ソフトで快適なつけ心地です。
- お肌への負担が少ない縫製です。
- スキナーケアの対策にもお使いいただけます。
- 日焼け止めアームカバーとしてもお使いいただけます。

使用上の注意

- ※装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用ください。
- ※お肌が敏感な方は、縫い目部分（オフホワイトは染色されたピンク色部分）を外側にして装着してください。

配合系 ナイロン、ポリウレタン



for Leg (脚用)

for Arm (腕用)

<ダーマカバー for Arm ー腕用ー>

製品コード	サイズ	色	JANコード	入数	価格(税込)
DCA01	フリー	オフホワイト	4580362085489	2枚/袋	1,540円
DCA02	フリー	ブラック	4580362086769	2枚/袋	1,540円

<ダーマカバー for Leg ー脚用ー>

製品コード	サイズ	色	JANコード	入数	価格(税込)
DCL01	フリー	オフホワイト	4580362086776	2枚/袋	1,650円

医療者様向け

最新情報をお届けします！


情報配信サービス

弊社では、新製品発売や学術資料の発刊など、
最新情報をメールでお届けするサービスをご提供しています。
ご希望の方はお申し込みページよりご登録をお願いいたします。

メールアドレス登録はこちら
<https://batelplus.jp/system/regist.cgi>



Batel 株式会社 ベーテル・プラス



06 タオル地ハイソックス ソフィール®VE

一般医療機器 弾性ストッキング 医療機器届出番号：13B3X10255000020



食い込みにくく、はきやすい
お肌にやさしくフィットする
タオル地ハイソックスです

「着衣」 下肢

<サポート> お肌の保護や下腿部の軽いサポートに

製品コード	サイズ	色	圧	つま先	適用周径目安		JANコード	入数	価格(税込)
					足首	ふくらはぎ			
SVE01S	S	ホワイト	5-10mmHg	なし	14~26cm	21~39cm	4580362085878	2本/袋	2,090円
SVE01M	M				16~28cm	22~41cm	4580362085885		
SVE01L	L				18~30cm	24~45cm	4580362085892		
SVE01XL	XL				20~34cm	26~50cm	4582672308692		
SVE11S	S	ブラック	5-10mmHg	なし	14~26cm	21~39cm	4580362087872	2本/袋	2,090円
SVE11M	M				16~28cm	22~41cm	4580362087889		
SVE11L	L				18~30cm	24~45cm	4580362087896		
SVE11XL	XL				20~34cm	26~50cm	4582672308715		

<ストロング> 下腿部の圧迫療法などに

製品コード	サイズ	色	圧	つま先	適用周径目安		JANコード	入数	価格(税込)
					足首	ふくらはぎ			
SVE02S	S	ホワイト	20-30mmHg	なし	16~22cm	25~38cm	4580362085908	2本/袋	2,860円
SVE02M	M				20~26cm	27~41cm	4580362085915		
SVE02L	L				26~32cm	30~45cm	4580362085922		
SVE02XL	XL				28~34cm	32~47cm	4582672308708		
SVE12S	S	ブラック	20-30mmHg	なし	16~22cm	25~38cm	4580362087902	2本/袋	2,860円
SVE12M	M				20~26cm	27~41cm	4580362087919		
SVE12L	L				26~32cm	30~45cm	4580362087926		
SVE12XL	XL				28~34cm	32~47cm	4582672308722		

特徴

- 用途に応じて選べる「サポート」、「ストロング」の2ラインナップ
- 快適で観察しやすいオープントゥ

使用上の注意

※装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。
※装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用下さい。

配合糸 コットン、ナイロン、ポリウレタン

07 下腹部圧迫用サポーター ソフィール®ガードル

非医療機器



特徴

- 柔らかなつけ心地で外陰部、下腹部、お尻下部も圧迫できます。
- ウエスト、太もも部分はゆったりしたつけ心地です。
- クロッチ（股）部はコットン100%で、1枚履きも可能です。
- 弾性ストッキングと併用が可能です。

配合糸 ナイロン、綿、その他

製品コード	サイズ	色	ウエスト	ヒップ	JANコード	入数	価格(税込)
SFGS	S	モカ	55~61cm	79~89cm	4582672301655	1枚/袋	6,985円
SFGM	M		61~67cm	83~93cm	4582672301662		
SFGL	L		67~73cm	86~96cm	4582672301679		
SFGLL	LL		73~79cm	89~99cm	4582672301686		
SFG3L	3L		79~85cm	92~102cm	4582672301693		



趾間部の蒸れ予防、清潔維持に

特徴

- コットン高配合でやさしい肌当たり
- はき口は食い込みにくい切りっぱなし加工
- 抗かび加工で繊維上の白癬菌の増殖を抑制します。※1
- すぐれた洗濯耐久性があります。※2

※1 ATP法：繊維製品の抗かび性試験

※2 抗白癬菌加工はかびを死滅させるものではなく、病気の予防や治療の効果はありません。

使用上の注意

※ご使用中に万が一、かゆみや肌荒れ等の異常が発生した場合は、ただちにご使用をおやめください。

※高温多湿や直射日光を避けて保管してください。

配合糸 コットン、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン


08 BP 抗菌5本指 トゥキャップ



製品コード	サイズ	色	JANコード	入数	価格(税込)
KFFTC	フリー(足背周径目安約20~27cm)	ベージュ	4580362087322	1足(2枚)/袋	1,650円

09 腹部加圧タイプパンティストッキング ティゴ

一般医療機器 弾性ストッキング 医療機器届出番号：13B3X10255000019



日本人体型に合わせて設計
お腹までしっかりやさしくフィットします

「着衣」 下肢

標準モデル

製品コード	サイズ	つま先	色	圧	JANコード	入数	価格(税込)
TAT1BER2	XS	なし	ベージュ	20-30mmHg	4582672302850	1足/箱	14,300円
TAT2BER2	S				4582672302867		
TAT3BER2	M				4582672302874		
TAT4BER2	L				4582672302881		
TAT1BLR2	XS	なし	ブラック	20-30mmHg	4582672305486	1足/箱	14,300円
TAT2BLR2	S				4582672305493		
TAT3BLR2	M				4582672305516		
TAT4BLR2	L				4582672305523		

ローウェストモデル

製品コード	サイズ	つま先	色	圧	JANコード	入数	価格(税込)
TAT1BER2l	XS	なし	ベージュ ●	20ー30mmHg	4582672307930	1足／箱	14,300円
TAT2BER2l	S				4582672307947		
TAT1BER2lt	XS	あり			4582672307954		
TAT2BER2lt	S				4582672307961		
TAT3BER2lt	M				4582672307978		
TAT1BLR2l	XS	なし	ブラック ●	20ー30mmHg	4582672308838	1足／箱	14,300円
TAT2BLR2l	S				4582672308845		
TAT1BLR2lt	XS	あり			4582672308852		
TAT2BLR2lt	S				4582672308869		
TAT3BLR2lt	M				4582672308876		

サイズ表 <全てのモデル>

単位: cm	XS	S	M	L
cT ウエスト	60-75	65-80	70-85	75-90
cG 股下	43-50	47-54	51-58	55-62
cE 膝	29-34	33-37	36-41	40-45
cD 膝下	27-31	30-34	33-37	36-40
cC <small>ふくらはぎ最大部</small>	29-33	32-36	35-39	38-42
cB 足首	18-21	21-23	23-25	25-27
cA 足背	18-21	21-23	23-25	25-27
IG 丈	65-74			

特徴

- 腹部加圧タイプ
- 切り返しなし
- 高耐久性かかと
- シングルボーダーつま先

使用上の注意

※装着方法につきましては医療者の方にご相談ください。
※装着部に傷・痛み等がある場合は医師等にご相談の上、ご利用下さい。

配合糸 ポリアミド、スパンデックス

10 弾性着衣着脱補助グローブ BP ピタグローブ

監修：さとうリンパ浮腫研究所 佐藤佳代子先生



手の甲側

手の平側

特徴

- 日本人の手にピタッとフィット
- 細やかな指先の動きを実現
- 弾性着衣のシワ伸ばしにも
- 爪を引っ掛けて伝線するリスク低減
- 手背は通気性の良いメッシュ素材
- 防臭加工済み

製品コード	サイズ	JANコード	入数	価格(税込)
PG03XS	XS	4580362088787	2本/双	1,100円
PG03S	S	4580362085502		
PG03M	M	4580362085519		

11 弾性着衣着脱補助具 BP グリップシート



弾性着衣の着脱を補助するシート

特徴

- 優れたグリップ性
- コンパクトで携帯にも便利
- 前屈姿勢維持が難しい方にも
- 弾性着衣のシワ伸ばしにも
- フローリングでの使用に最適



◀使用方法・手順はこちら

製品コード	製品名	サイズ	JANコード	価格(税込)
GS01	BP グリップシート(小)	20×27.5cm	4580362083065	2,200円/枚
GS02	BP グリップシート(大)	30×40cm	4580362083140	3,630円/枚

12 ビム スタイル 弾性ソックス VIM Style カタログのご紹介

医療機器として登録されたおしゃれで機能性も高い、
普段使いにも最適な弾性ソックスのあるカタログです。

掲載の一例



カタログ内容はこちら▶



13 ドイツ製 最高品質の弾性着衣 JUZO カタログのご紹介

医療用弾性着衣でリンパ浮腫や静脈疾患治療のための弾性
ストッキング、弾性スリーブ を豊富に取り揃えたカタログです。

掲載の種類



カタログ内容はこちら▶



14 おしゃれな医療用弾性スリーブ リンパディバース



おしゃれで装着感にも優れたリンパ浮腫治療用の医療用弾性スリーブカタログです。

掲載の一例

<p>アームスリーブ</p> <p>Onyx</p>	<p>グローブ</p>
<p>アームスリーブ</p> <p>Darling Tan</p>	<p>グローブ</p>




◀カタログ内容はこちら

15 ブレストケア 製品カタログのご紹介

乳がん術後の補整用品カタログです。



● Anita 乳房パッド&シリコンパッド



● Anita ケアブラジャー



◀カタログ内容はこちら

16 泡ベーター[®]F 清拭・洗浄料

Moisturizing Face & Body Cleansing Foam No Rinse



500 ml



150 ml



80 ml



800 ml

製品コード	内容量	JANコード	価格(税込)
BF01	150ml	4580362080125	1,045円/本
BF02	500ml	4580362080132	1,595円/本
BF03	80ml	4580362089685	715円/本
BF04※	800ml	4582591004026	2,266円/パック

※家庭向け詰替用

- 入浴できない時など、全身の清拭に
- おしりの洗浄に
- 創周囲の皮膚洗浄に
- ストーマ周囲の洗浄に
- 洗い流しが困難な時の部分洗浄に
- 災害対策用に

特徴

- 無香料・無着色・弱酸性・保湿成分(セラミド等)配合の低刺激処方です。
- 泡で出てくるので泡立てが不要です。
- ガーゼ等での拭き取り・洗浄の2WAY使用が可能です。
- お顔を含め全身にご使用いただけます。

配合成分

水、BG、ラウラミンオキシド、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オクチルドデセス-20、デシルグルコシド、グリチルリチン酸2K、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、チャエキス、ヨクイニンエキス、クエン酸Na、クエン酸、エチドロン酸、ヒドロキシアニソール、炭酸Na、エタノール、フェノキシエタノール、安息香酸Na



使用方法・手順はこちら▶

17 ベーター[®]Fami 薬用 泡せっけん

Moisturizing Antimicrobial Foam Soap with Ceramides



150 ml

- 毎日の洗浄ケアに
- おむつ交換時のケアに
- ストーマケア、フットケアに
- わき、手、足、デリケートゾーンの殺菌、におい対策に

特徴

- 無香料・無着色・弱酸性・ノンアルコール・低刺激・殺菌・ウイルス除去
- うるおい成分配合(セラミド、アラントイン、ヨクイニンエキスほか)
- 抗炎症成分配合(グリチルリチン酸ジカリウム)
- アミノ酸系洗浄成分(ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液)

全成分

〈有効成分〉イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム
 〈その他の成分〉精製水、1,3-ブチレングリコール、ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液、モノラウリン酸ポリグリセリル、ポリソルベート80、グリセリンモノ2-エチルヘキシルエーテル、水素添加大豆リン脂質、フィステロール、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、アラントイン、ヨクイニンエキス、オトギリソウエキス、フェノキシエタノール、クエン酸、水酸化カリウム



使用方法・手順はこちら▶

製品コード	内容量	JANコード	価格(税込)
BFA01	150ml	4582672304304	1,540円/本

18 ベーテル® 保湿ウォーター ミストスプレー

Moisturizing Toner

摩擦刺激に敏感な方に

ローションを塗布する前に

夏場などでローション塗布にも抵抗がある方に

特徴

- 無香料・無着色・弱酸性・ノンアルコールの低刺激処方です。
- セラミド等の保湿成分をバランスよく豊富に配合しています。
- べたつきが少なくさっぱり、テープが貼りやすいです。
- 便利なミストスプレータイプです。
- お顔を含め全身にご使用いただけます。

配合成分

水、DPG、BG、グリセリン、トレハロース、グリチルリチン酸2K、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、アルギニン、スクワラン、セラミドNG、ベタイン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、セラミドAP、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、フェノキシエタノール



◀ 使用方法・手順はこちら



〔ミストスプレータイプ〕
250ml

製品コード	内容量	JANコード	価格(税込)
BW01	250ml	4580362086028	1,375円/本

19 ベーテル® 保湿ローション

Moisturizing Lotion

乾燥肌の保湿ケアに

洗淨後の保湿ケアに

季節を問わない保湿ケアに

特徴・効能

- 無香料※・無着色・弱酸性・ノンアルコールの低刺激処方です。
- 赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年齢層でお使いいただけます。
- のび、肌なじみが良くべたつきにくい使用感です。
- お顔を含め全身にご使用いただけます。

※フローラル以外のタイプになります。

配合成分

水、スクワラン、ミネラルオイル、BG、グリセリン、ベタイン、ワセリン、ジメチコン、カルボマー、シア脂、ホエイ、オリーブ果実油、ツバキ種子油、ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドAP、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、アルギニン、リン酸アスコルビルMg、ステアレス-6、水酸化Na、EDTA-4Na、メチルパラベン、エチルパラベン



◀ 使用方法・手順はこちら



〔ポンプタイプ〕
300ml



〔チューブタイプ〕
〈無香料〉65ml



〔パックタイプ〕
3ml×30パック/箱



〔チューブタイプ〕
〈フローラル〉70ml



製品コード	内容量	JANコード	価格(税込)
B01	300ml	4580362080118	1,155円/本
B02	65ml	4580362080156	550円/本
B03	3ml×30パック	4580362080248	1,430円/箱
B03C	1,500/パック	4582672309163	57,750円/ケース
B04※	750ml	4582672305202	2,640円/パック
B11	70ml	4582591009359	715円/本

※家庭向け詰替用

20 ベーテル® UV保湿ミルクローション

Batel Moisturizing Sunscreen Lotion with Ceramides



250g

製品コード	内容量	JANコード	価格(税込)
BUV01	250g	4582672305172	2,970円/本

敏感なお肌のUVケアに

うるおい成分で乾燥肌ケアに

通勤・通院など日常生活の紫外線対策に

特徴

- 無香料・無着色・ノンアルコール・弱酸性・低刺激
- SPF30、PA+++、ノンケミカル
- セラミド等の保湿成分配合
- お顔を含め全身にご使用いただけます。

配合成分

水、BG、酸化チタン、水添ポリイソブテン、エチルヘキサン酸セチル、PEG-12ジメチコン、ジメチコン、シクロペンタシロキサン、トリエトキシカプリリルシラン、水酸化Al、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、トコフェロール、ベタイン、グリチルリチン酸2K、ヒドロキシアパタイト、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、含水シリカ、イソヘキサデカン、酢酸トコフェロール、キサンタンガム、ステアロイルラクチレートNa、セテス-10、ポリソルベート80、オレイン酸ソルビタン、パヘニルアルコール、BHT、フェノキシエタノール



使用方法・手順はこちら▶

21 しあわせ枕 あんみん

就寝時の快適な眠りのサポートに

しあわせ枕
あんみん
～安眠～



あおむけ寝



よこむき寝



うつぶせ寝

製品コード	サイズ	JANコード	価格(税込)
ZSA01	34cm×64cm	4582672307169	15,400円/個

しあわせ枕あんみんは、あおむけ、よこむき、うつぶせの姿勢に優しく馴染み、日々の健康をサポートします。

特徴

- 優れたフィット感×抜群の心地よさ
- 低反発素材で頭部と首まわりを優しくサポート
- 大切な睡眠時間を快適に、朝からすっきり爽やか

使用上の注意

※本体は洗濯できません。風通しのよい場所で陰干しにします。
※外カバーは洗濯ネットに入れて洗ってください。
※洗濯時は製品に取付けのタグに記載の注意事項をご確認ください。
※異常、カブレ、カユミを感じましたら、ご使用を中止してください。

素材 外カバー：ポリエステル100%
内カバー：ポリエステル100%
中 材：ウレタンフォーム



カタログ内容はこちら▶



【発売元】



Batel Plus Corporation
株式会社 ベーテル・プラス



WEBサイト

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : contact@batelplus.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F
TEL 03-6427-6157