

## BP ソフトガーゼ

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
体内に留置しないこと

### 【形状・構造及び原理等】

レーヨン、ポリエステルからなる不織布ガーゼ

### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材という。

### 【使用方法等】

創傷面には滅菌して使用すること。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

開封後は早めに使用すること。  
滅菌して仕様する場合は、再滅菌しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

### 製造販売業者

株式会社ベーテル・プラス  
電話番号：03-6427-6157